



Positioning Bed
ポジショニングベッド



プラッツはいつも「一生懸命」です。

介護が必要な多くの方々は、若い頃より大変なご苦勞を経験されながら、弛まぬ努力で現代社会の発展に貢献されてこられた方々です。我々の使命は、ご利用者様には常に感謝の気持ちを持ち、介護ベッドを「安全」に、「快適」に利用していただく事と考えます。プラッツは常にお客様の声に耳を傾け、より「高品質」でより「高機能」、そして「低価格」の介護ベッドを「一生懸命」作り続けます。介護ベッドを通じて社会に貢献する。プラッツはいつも「一生懸命」です。

index

● 医療施設用電動ベッド

P300シリーズ	2
----------	---

● 介護施設用電動ベッド

アーデル	14
アルティレット	26

● 超低床介護用ベッド

ラフィオ	32
------	----

● マットレス

アミカルサポートマットレス	46
ニューポイントマットレス	48
スタンダードマットレス	48
ユービーポイントマットレス	49
オーバーレイウレタンマットレス	50

● 周辺機器

サイドレール	52
ニーパロPII	56
人感センサー付フットライト	60
スイッチ接続キット	60
テーブル・カーペット・酸素ボンベホルダー・点滴棒・点滴棒ホルダー	61
離床センサー	62
施設用家具	66

会社概要	68
------	----

医療・介護施設用電動ベッド

快適で安心な毎日。
看護・介護をサポートする電動ベッド

医療施設用電動ベッド	
P300シリーズ	2
介護施設用電動ベッド	
アーデル	14
アルティレット	26
超低床介護用ベッド	
ラフィオ	32

P300シリーズ

背上げ時のズレカの緩和と
リラックスできる安楽な姿勢を追求

適合するマットレス幅：**83cm幅**

- 特許第5089786号 手元スイッチ形状
- 特許出願中 ハイバックサポート機能
- 特許出願中 リクライニング制御

詳しい説明や動画は
こちらから



<http://www.platz-ltd.co.jp/product/medicalbed/p300/>



木製タイプ
ナチュラルブラウン
センターロック仕様
「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ
83cm幅

木製タイプ
ダークブラウン
4輪ロック仕様
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ
83cm幅



スチールタイプ
ナチュラルブラウン
センターロック仕様
「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ
83cm幅

スチールタイプ
ダークブラウン
4輪ロック仕様
83cm幅

専門家のアドバイスのもと、
リラックスできるリクライニングを徹底的に目指しました

ポジショニングベッド

ポジショニングとは、「運動機能障害を有する者に、クッションなどを活用して身体各部の相対的な位置関係を設定し、目的に適合した姿勢（体位）を安全で快適に保持することをいう」と日本褥瘡学会で定義されています。この考えのもと、ポジショニングベッドは「ハイバックサポート機能」と膝位置の「フィッティング機能」を搭載、背上げ時のズレカの軽減とリラックスできる快適な姿勢を実現しました。体位管理の再現性を高め、治療をサポートする新しい医療施設用電動ベッドです。



佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター 福祉健康科学部門



共同開発 松尾 清美 准教授

近代車いすや福祉機器開発の第一人者。大学生時代に交通事故で車いす生活となるも、多くの福祉機器メーカーと研究開発を行い福祉機器の発展に寄与。車いすやベッド、移乗機器、移動用具などの特許は30を超える。また、1750軒を超える障がい者のための住環境設計を行うなど、30年に渡り障がい者や高齢者の自立（律）生活をサポート。日本リハビリテーション工学協会や福祉住環境コーディネーター協会、日本障がい者スポーツ学会などの理事を歴任。車いすテニスを日本に広めた先駆者でもある。著書：「障害受容はいのちの受容」など。



株式会社ふつものくらし研究所 代表取締役
一般社団法人福祉用具活用相談センター 理事長

共同開発 吉川 和徳 先生

理学療法士、シーティング・コンサルタント。2004年NPO法人日本シーティング・コンサルタント協会設立、座位姿勢の重要性を広めるなどシーティング、ポジショニングに関して多方面で活躍中。著書：「シーティング入門」など。




コネクトリハビリテーション
代表

共同開発 山形 茂生 先生

作業療法士。福祉用具プランナーやリフトリーダー研修会、移乗・移動に関する研修会等 数多くの研修会で福祉用具の活用に関して講師を務める。元別府リハビリテーションセンターリハ支援課 課長。NPO福祉用具ネット理事、日本リハビリテーション工学協会理事。

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に ポジショニングベッドシリーズ



ハイバックサポート機能


背ボトムを「ハイバック:頭-背部」と「ローバック:腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。また、ハイバックサポートの屈曲位置は、頸部から肩甲骨周辺の間で3段階に調節可能です。




背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…




⚠ 褥瘡(床ずれ)の原因になります



ポジショニングベッドに期待できる効果


誤嚥リスクの低減

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



褥瘡(床ずれ)リスクの低減(ズレカ、圧力の軽減)

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷(DTI)のリスクを低減。褥瘡(床ずれ)対策のポジショニングをサポートします。



被験者:身長165cm 体重60kg 男性 計測機器:FSA(タカノ社製) アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

呼吸がしやすい姿勢に

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくれます。また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。




円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします

円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることができれば、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレカの少ない快適な背上げを提供します。



足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切り替えます。脚の浮腫（むくみ）軽減にも対応できます。

足先上げ



足先下げ



心機能に不全のある方は、脚が心臓の位置よりも高くないようにご注意ください。


サイドレールの中央差しが可能

■ サイドレールの中央差し

収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が可能です。

■ 収納式サイドレールホルダー

中央のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。



一括ロックが可能なセンターペダル・サイドペダル（センターロックタイプのみ）

頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。



テンテローレン社製キャスター

高い耐久性と走行性に定評があるドイツ・テンテローレン社製のキャスターを採用。直径12.5cmの大型キャスターで、スムーズな走行を実現しました。

センターロック仕様



4輪ロック仕様



使い勝手の良い手元スイッチ

■ 操作ロック機能

手元スイッチのロックボタンを付属のロックキーで回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。



■ 左右どちらにも接続可能

手元スイッチはベッドの左右どちら側からでも接続でき、また左右同時にも接続できます。ひとつは患者用、もうひとつは看護スタッフ用と使い分けできます。

※標準装備の手元スイッチは1つです。



看護をサポートする細かな気配り



サイドレール収納ホルダー



点滴棒取り付け穴



ハルンバッグ用フック

角度計

ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。



充電式バッテリー（別売）

停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリーユニットをオプションでご用意しています（バッテリーは充電が必要です）。



モータータイプ

HB2
モーター ハイバックサポート機能付
2モーター



HB3
モーター ハイバックサポート機能付
3モーター



ポジショニングベッドシリーズ 仕様

■木製タイプ

		ハイバックサポート機能付 2モーター		ハイバックサポート機能付 3モーター	
ナチュラルブラウン	4輪ロック仕様	P300-61AA	■メーカー希望小売価格 480,000円(税別)	P300-71AA	■メーカー希望小売価格 510,000円(税別)
	センターロック仕様	P300-62AA	■メーカー希望小売価格 580,000円(税別)	P300-72AA	■メーカー希望小売価格 610,000円(税別)
ダークブラウン	4輪ロック仕様	P300-61CA	■メーカー希望小売価格 480,000円(税別)	P300-71CA	■メーカー希望小売価格 510,000円(税別)
	センターロック仕様	P300-62CA	■メーカー希望小売価格 580,000円(税別)	P300-72CA	■メーカー希望小売価格 610,000円(税別)

■スチールタイプ

		ハイバックサポート機能付 2モーター		ハイバックサポート機能付 3モーター	
ナチュラルブラウン	4輪ロック仕様	P300-61BA	■メーカー希望小売価格 480,000円(税別)	P300-71BA	■メーカー希望小売価格 510,000円(税別)
	センターロック仕様	P300-62BA	■メーカー希望小売価格 580,000円(税別)	P300-72BA	■メーカー希望小売価格 610,000円(税別)
ダークブラウン	4輪ロック仕様	P300-61DA	■メーカー希望小売価格 480,000円(税別)	P300-71DA	■メーカー希望小売価格 510,000円(税別)
	センターロック仕様	P300-62DA	■メーカー希望小売価格 580,000円(税別)	P300-72DA	■メーカー希望小売価格 610,000円(税別)

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

専用オプション

P300シリーズ用延長フレーム



ベッドの長さを延長することができます。

PP300-LF
■メーカー希望小売価格
30,000円(税別)

■寸法／幅94.5×長さ35.5×高さ55.5cm
■質量／6.9kg
■材質／スチール、ABS樹脂
■原産国／ベトナム

P300シリーズ用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。※充電式です。

PE01-BA18
■メーカー希望小売価格
24,000円(税別)

■寸法／幅13.5×10.6×6.8cm
■質量／1.5kg
■原産国／デンマーク


ポジショニングベッドシリーズ 仕様

2モーター／3モーター




■ 木製タイプ

(単位:cm)



■ スチールタイプ

(単位:cm)



※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は10cm以上、頭側は2cm以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は、4輪ロック仕様は6.0cm、センターロック仕様は7.0cmとなります。

		ハイバックサポート機能付 2モーター		ハイバックサポート機能付 3モーター	
		4輪ロック仕様	センターロック仕様	4輪ロック仕様	センターロック仕様
マットレス適合寸法		全長190.0cm～192.0cm、幅83.0cm			
質量	木製タイプ	101.5kg	110.5kg	103.5kg	112.5kg
	スチールタイプ	100.0kg	109.0kg	102.0kg	111.0kg
梱包		4梱包			
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード: (木製タイプ) プリント紙化粧板、天然木ウレタン樹脂塗装 (スチールタイプ) スチール、プリント紙化粧繊維板			
電動機能		ハイバック角度 0～20度			
		背上げ角度 0～60度			
		膝上げ角度 0～25度		膝上げ角度 0～30度	
床面高		27.5～67.5cm			
定格電圧		AC100V			
定格消費電力		90W			
モーター部		LINAK社製			
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)			
原産国		ベトナム			

※その他のオプションはP52、P55～P61をご覧ください。

延長マットレス(固綿タイプ) 83cm幅



延長フレームをご使用の際にマットレスの長さを延長します。

PM08-83A
■メーカー希望小売価格
10,000円(税別)

■寸法／幅83.0×14.0×8.0cm
■質量／0.5kg
■材質／外カバー:中材:ポリエステル
■原産国／韓国

延長マットレス(防水ウレタンタイプ) 83cm幅




延長フレームをご使用の際にマットレスの長さを延長します。

PM08-83B
■メーカー希望小売価格
10,000円(税別)

■寸法／幅83.0×14.0×8.0cm
■質量／0.4kg
■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／ベトナム

背上げ時の身体のズレを軽減 ベーシックベッドシリーズ




■ 膝位置のフィッティング機能

背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…



⚠ 褥瘡（床ずれ）の原因になります


ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整!





足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切り替えます。脚の浮腫（むくみ）軽減にも対応できます。

足先上げ



足先下げ



心機能に不全のある方は、脚が心臓の位置よりも高くならないようにご注意ください。


サイドレールの中央差しが可能

■ サイドレールの中央差し

収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が可能です。

■ 収納式サイドレールホルダー

中央のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。



一括ロックが可能なセンターペダル・サイドペダル（センターロックタイプのみ）

頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。



使い勝手の良い手元スイッチ

■ 操作ロック機能


手元スイッチのロックボタンを付属のロックキーで回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をできなくすることができます。



■ 左右どちらにも接続可能

手元スイッチはベッドの左右どちら側からでも接続でき、また左右同時に接続できます。ひとつは患者用、もうひとつは看護スタッフ用と使い分けできます。

※標準装備の手元スイッチは1つです。



ハルンバッグ用フック、 ナースコールホルダー／万能フック

サイドレールに取付可能なハルンバッグ用フック、ナースコールホルダー付きです。



充電式バッテリー（別売）

停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリーユニットをオプションでご用意しています（バッテリーは充電が必要です）。



モータータイプ



ベーシックベッドシリーズ 仕様

■木製タイプ

		2モーター		3モーター	
ナチュラルブラウン	4輪ロック仕様	P300-21AA	■メーカー希望小売価格 430,000円(税別)	P300-31AA	■メーカー希望小売価格 460,000円(税別)
	センターロック仕様	P300-22AA	■メーカー希望小売価格 530,000円(税別)	P300-32AA	■メーカー希望小売価格 560,000円(税別)
ダークブラウン	4輪ロック仕様	P300-21CA	■メーカー希望小売価格 430,000円(税別)	P300-31CA	■メーカー希望小売価格 460,000円(税別)
	センターロック仕様	P300-22CA	■メーカー希望小売価格 530,000円(税別)	P300-32CA	■メーカー希望小売価格 560,000円(税別)

■スチールタイプ

		2モーター		3モーター	
ナチュラルブラウン	4輪ロック仕様	P300-21BA	■メーカー希望小売価格 430,000円(税別)	P300-31BA	■メーカー希望小売価格 460,000円(税別)
	センターロック仕様	P300-22BA	■メーカー希望小売価格 530,000円(税別)	P300-32BA	■メーカー希望小売価格 560,000円(税別)
ダークブラウン	4輪ロック仕様	P300-21DA	■メーカー希望小売価格 430,000円(税別)	P300-31DA	■メーカー希望小売価格 460,000円(税別)
	センターロック仕様	P300-22DA	■メーカー希望小売価格 530,000円(税別)	P300-32DA	■メーカー希望小売価格 560,000円(税別)

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

専用オプション

P300シリーズ用延長フレーム



ベッドの長さを延長することができます。

PP300-LF
■メーカー希望小売価格
30,000円(税別)

■寸法／幅94.5×長さ35.5×高さ55.5cm
■質量／6.9kg
■材質／スチール、ABS樹脂
■原産国／ベトナム

P300シリーズ用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。※充電式です。

PE01-BA18
■メーカー希望小売価格
24,000円(税別)


■寸法／幅13.5×10.6×6.8cm
■質量／1.5kg
■原産国／デンマーク

ベーシックベッドシリーズ 仕様

2モーター／3モーター

■ 木製タイプ (単位:cm)

■ スチールタイプ (単位:cm)



※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は10cm以上、頭側は2cm以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は、4輪ロック仕様は6.0cm、センターロック仕様は7.0cmとなります。

		2モーター		3モーター	
		4輪ロック仕様	センターロック仕様	4輪ロック仕様	センターロック仕様
マットレス適合寸法		全長190.0cm～192.0cm、幅83.0cm			
質量	木製タイプ	98.0kg	107.0kg	99.5kg	108.5kg
	スチールタイプ	96.5kg	105.5kg	98.0kg	107.0kg
梱包		4梱包			
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード: (木製タイプ) プリント紙化粧板、天然木ウレタン樹脂塗装 (スチールタイプ) スチール、プリント紙化粧繊維板			
電動機能		背上げ角度 0～70度			
		膝上げ角度 0～25度		膝上げ角度 0～30度	
床面高		27.5～67.5cm			
定格電圧		AC100V			
定格消費電力		90W			
モーター部		LINAK社製			
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg (1700N)			
原産国		ベトナム			

※その他のオプションはP52、P55～P61をご覧ください。

延長マットレス (固綿タイプ) 83cm幅



延長フレームをご使用の際にマットレスの長さを延長します。

PM08-83A
■メーカー希望小売価格
10,000円(税別)

■寸法／幅83.0×14.0×8.0cm
■質量／0.5kg
■材質／外カバー:中材:ポリエステル
■原産国／韓国

延長マットレス (防水ウレタンタイプ) 83cm幅



延長フレームをご使用の際にマットレスの長さを延長します。

PM08-83B
■メーカー希望小売価格
10,000円(税別)

■寸法／幅83.0×14.0×8.0cm
■質量／0.4kg
■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／ベトナム



さまざまな介護環境、身体状況に対応する
進化した介護施設用ベッド

適合するマットレス幅：90cm幅

- 特許第5089786号 手元スイッチ形状
- 特許出願中 ハイバックサポート機能
- 特許出願中 リクライニング制御

木製フラットタイプ
ライトブラウン
4輪ロック仕様
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ
90cm幅



木製フラットタイプ
ダークブラウン
センターロック仕様
「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ
90cm幅

専門家のアドバイスのもと、
リラックスできるリクライニングを徹底的に目指しました

ポジショニングベッド

ポジショニングとは、「運動機能障害を有する者に、クッションなどを活用して身体各部の相対的な位置関係を設定し、目的に適合した姿勢（体位）を安全で快適に保持することをいう」と日本褥瘡学会で定義されています。この考えのもと、ポジショニングベッドは「ハイバックサポート機能」と膝位置の「フィッティング機能」を搭載、背上げ時のズレ力の軽減とリラックスできる快適な姿勢を実現しました。体位管理の再現性を高め、治療をサポートする新しい介護施設用電動ベッドです。



人感センサー付フットライト



ベッドにおける起居動作や、
介護の際の動線の把握など、
夜間の居室における事故を
予防します。 →60ページ

離床センサー



非接触タイプで誤報や故障
が少ない、利用者にも介助者
にも優しい離床センサー。
→62ページ



樹脂（木目調）タイプ
固定脚仕様
「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ
90cm幅



佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター 福祉健康科学部門

共同開発 松尾 清美 准教授

近代車いすや福祉機器開発の第一人者。大学生時代に交通事故で車いす生活となるも、多くの福祉機器メーカーと研究開発を行い福祉機器の発展に寄与。車いすやベッド、移乗機器、移動用具などの特許は30を超える。また、1750軒を超える障がい者のための住環境設計を行うなど、30年に渡り障がい者や高齢者の自立（律）生活をサポート。日本リハビリテーション工学協会や福祉住環境コーディネーター協会、日本障がい者スポーツ学会などの理事を歴任。車いすテニスを日本に広めた先駆者でもある。著書：「障害受容はいのちの受容」など。



株式会社ふつものくらし研究所 代表取締役
一般社団法人福祉用具活用相談センター 理事長

共同開発 吉川 和徳 先生

理学療法士、シーティング・コンサルタント。2004年NPO法人日本シーティング・コンサルタント協会設立、座位姿勢の重要性を広めるなどシーティング、ポジショニングに関して多方面で活躍中。著書：「シーティング入門」など。




コネクトリハビリテーション
代表

共同開発 山形 茂生 先生



作業療法士。福祉用具プランナーやリフトリーダー研修会、移乗・移動に関する研修会等 数多くの研修会で福祉用具の活用に関して講師を務める。元別府リハビリテーションセンターリハ支援課 課長。NPO福祉用具ネット理事、日本リハビリテーション工学協会理事。

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に アーデル ポジショニングベッドシリーズ



ハイバックサポート機能

背上げを「ハイバック：頭・背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。
2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。
3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作することが出来ます。




背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせて、パーツの変更なしでひざボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。


ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整!



「ひざボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと...



⚠ 褥瘡 (床ずれ) の原因になります



ポジショニングベッドに期待できる効果


誤嚥リスクの低減

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。
摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



褥瘡 (床ずれ) リスクの低減 (ズレカ、圧力の軽減)

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷 (DTI) のリスクを低減。褥瘡 (床ずれ) 対策のポジショニングをサポートします。



被験者:身長165cm 体重60kg 男性 計測機器:FSA(タカノ社製) アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

呼吸がしやすい姿勢に

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくれます。
また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。

円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします

円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることが出来る場合、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。
股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレカの少ない快適な背上げを提供します。

簡単1ボタン操作のライジングモーション機構

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。

■3モーターの場合 “連動” ボタンを押すだけで・・・



■2モーターの場合 “あたま” ボタンを押すだけで・・・




足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切り替えます。脚の浮腫(むくみ)軽減にも対応できます。

足先上げ



足先下げ



心機能に不全のある方は、脚が心臓の位置よりも高くならないようにご注意ください。

サイドレールの中央差しが可能

■ 収納式サイドレールホルダー

中央・足側のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。



■ サイドレールの中央差し

収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が可能です。



使いやすい手元スイッチ

■ 麻痺・リウマチ・握力の弱い方でも保持しやすい

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。握りやすく、使いやすいデザインです。



■ 操作ロック機能

手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。



介護をサポートする細かな気配り



サイドレール収納ホルダー



点滴棒取り付け穴



ハルンバッグ用フック

角度計

ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。



充電式バッテリー (別売)

停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリーユニットをオプションでご用意しています(バッテリーは充電が必要です)。



一括ロックが可能なセンターペダル・サイドペダル (センターロックタイプのみ)

頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。



モータータイプ

HB2
モーター

連動ハイバックサポート
機能付
2モーター

背上げ運動
ハイバック220°/70°

背上げ70°

背膝連動70°/22°

高さ調節



HB3
モーター

電動ハイバックサポート
機能付
3モーター

電動ハイバック20°

背上げ70°

背膝連動70°/22°

膝上げ22°

高さ調節



ポジショニングベッドシリーズ 仕様

■ 樹脂(木目調)タイプ

	連動ハイバックサポート機能付 2モーター		電動ハイバックサポート機能付 3モーター	
固定脚仕様	P400-61AC	■メーカー希望小売価格 340,000円 非課税	P400-71AC	■メーカー希望小売価格 370,000円 非課税
4輪ロック仕様	P400-62AC	■メーカー希望小売価格 360,000円 税別	P400-72AC	■メーカー希望小売価格 390,000円 税別
センターロック仕様	P400-63AC	■メーカー希望小売価格 460,000円 税別	P400-73AC	■メーカー希望小売価格 490,000円 税別

■ 木製フラットタイプ


		連動ハイバックサポート機能付 2モーター		電動ハイバックサポート機能付 3モーター	
ダークブラウン	固定脚仕様	P400-61BF	■メーカー希望小売価格 360,000円 非課税	P400-71BF	■メーカー希望小売価格 390,000円 非課税
	4輪ロック仕様	P400-62BF	■メーカー希望小売価格 380,000円 税別	P400-72BF	■メーカー希望小売価格 410,000円 税別
	センターロック仕様	P400-63BF	■メーカー希望小売価格 480,000円 税別	P400-73BF	■メーカー希望小売価格 510,000円 税別
ライトブラウン	固定脚仕様	P400-61CF	■メーカー希望小売価格 360,000円 非課税	P400-71CF	■メーカー希望小売価格 390,000円 非課税
	4輪ロック仕様	P400-62CF	■メーカー希望小売価格 380,000円 税別	P400-72CF	■メーカー希望小売価格 410,000円 税別
	センターロック仕様	P400-63CF	■メーカー希望小売価格 480,000円 税別	P400-73CF	■メーカー希望小売価格 510,000円 税別

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

ポジショニングベッドシリーズ 仕様


2モーター／3モーター

■ 樹脂(木目調)タイプ (単位:cm)



72.5
110.5
96.0(ボード幅)
210.0(全長)
25.0
63.0
110.5
100.0(全幅)

■ 木製フラットタイプ (単位:cm)



72.0
110.0
96.0(ボード幅)
207.0(全長)
25.0
63.0
100.5
100.0(全幅)

※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は8cm以上、頭側は6.5cm以上のスペースが必要です。 ※床からベースフレームの間は6.5cmとなります。

		連動ハイバックサポート機能付 2モーター			電動ハイバックサポート機能付 3モーター		
		固定脚仕様	4輪ロック仕様	センターロック仕様	固定脚仕様	4輪ロック仕様	センターロック仕様
マットレス適合寸法		全長190.0cm～192.0cm、幅88.0～91.0cm					
質量	樹脂(木目調)タイプ	94.5kg	95.5kg	105.0kg	97.0kg	98.0kg	107.5kg
	木製フラットタイプ	99.0kg	100.0kg	109.5kg	101.5kg	102.5kg	112.0kg
梱包		4梱包(4輪ロック仕様は5梱包)					
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂タイプ)PE樹脂 (木製タイプ)プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装					
電動機能		ハイバック角度 0～20度					
		背上げ角度 0～70度					
		膝上げ角度 0～22度					
床面高		25.0～63.0cm					
定格電圧		AC100～240V					
定格消費電力		150W					
モーター部		LINAK社製					
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)					
原産国		ベトナム					

専用オプション

※その他のオプションはP53、P55～P61をご覧ください。

アーデル用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。※充電式です。
PE06-BA19
■メーカー希望小売価格
20,000円(税別)
■質量／1.7kg
■原産国／デンマーク

延長脚(4個組)



装着時の床面高は+14cm(最低床面高39cm)になります。
PDP-140G
■メーカー希望小売価格
3,700円(税別)
■材質／スチール、ABS樹脂
■装着時床面高／+14.0cm
■原産国／ベトナム
※センターロック仕様には取り付けできません。




装着時の床面高は+7cm(最低床面高32cm)になります。
PDP-70G
■メーカー希望小売価格
3,700円(税別)
■材質／スチール、ABS樹脂
■装着時床面高／+7.0cm
■原産国／ベトナム
※センターロック仕様には取り付けできません。

運用性を高めたスタンダードモデル アーデル ベーシックベッドシリーズ



身体のスレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながら理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のスレや腹部の圧迫を抑制します。



サイドレールの中央差しが可能

■ 収納式サイドレールホルダー

中央・足側のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。



■ サイドレールの中央差し

収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が可能です。



介護をサポートする細かな気配り



サイドレール収納ホルダー




点滴棒取り付け穴



ハレンバッグ用フック

角度計

ボトムへ取り付け可能な角度計。適切な角度を確認しながら、背上げ動作を行うことができます。



充電式バッテリー（別売）

停電の時や電源の無い場所でも使用できるように、バッテリーユニットをオプションでご用意しています（バッテリーは充電が必要です）。



一括ロックが可能なセンターペダル・サイドペダル（センターロックタイプのみ）

頭側・足側のセンターはもちろん、左右からの計6か所にロックペダルを搭載。設置場所を問わずロック操作ができるので、スタッフの負担軽減につながります。



モータータイプ



ベーシックベッドシリーズ 仕様

■ 樹脂(木目調)タイプ

	2モーター	3モーター
固定脚仕様	P400-21AC ■メーカー希望小売価格 300,000円(非課税)	P400-31AC ■メーカー希望小売価格 330,000円(非課税)
4輪ロック仕様	P400-22AC ■メーカー希望小売価格 320,000円(税別)	P400-32AC ■メーカー希望小売価格 350,000円(税別)
センターロック仕様	P400-23AC ■メーカー希望小売価格 420,000円(税別)	P400-33AC ■メーカー希望小売価格 450,000円(税別)


■ 木製フラットタイプ

		2モーター		3モーター	
ダークブラウン	固定脚仕様	P400-21BF	■メーカー希望小売価格 320,000円 非課税	P400-31BF	■メーカー希望小売価格 350,000円 非課税
	4輪ロック仕様	P400-22BF	■メーカー希望小売価格 340,000円 (税別)	P400-32BF	■メーカー希望小売価格 370,000円 (税別)
	センターロック仕様	P400-23BF	■メーカー希望小売価格 440,000円 (税別)	P400-33BF	■メーカー希望小売価格 470,000円 (税別)
ライトブラウン	固定脚仕様	P400-21CF	■メーカー希望小売価格 320,000円 非課税	P400-31CF	■メーカー希望小売価格 350,000円 非課税
	4輪ロック仕様	P400-22CF	■メーカー希望小売価格 340,000円 (税別)	P400-32CF	■メーカー希望小売価格 370,000円 (税別)
	センターロック仕様	P400-23CF	■メーカー希望小売価格 440,000円 (税別)	P400-33CF	■メーカー希望小売価格 470,000円 (税別)

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

ベーシックベッドシリーズ 仕様

2モーター／3モーター



※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は8cm以上、頭側は6.5cm以上のスペースが必要です。 ※床からベースフレームの間は6.5cmとなります。

		2モーター			3モーター		
		固定脚仕様	4輪ロック仕様	センターロック仕様	固定脚仕様	4輪ロック仕様	センターロック仕様
マットレス適合寸法		全長190.0～192.0cm、幅88.0～91.0cm					
質量	樹脂(木目調)タイプ	88.5kg	89.5kg	99.0kg	90.5kg	91.5kg	101.0kg
	木製フラットタイプ	93.0kg	94.0kg	103.5kg	95.0kg	96.0kg	105.5kg
梱包		4梱包(4輪ロック仕様は5梱包)					
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂タイプ)PE樹脂 (木製タイプ)プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装					
電動機能		-					
		背上げ角度 0～70度 膝上げ角度 0～22度					
床面高		25.0～63.0cm					
定格電圧		AC100～240V					
定格消費電力		150W					
モーター部		LINAK社製					
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)					
原産国		ベトナム					

専用オプション

※その他のオプションはP53、P55～P61をご覧ください。

アーデル用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。※充電式です。

PE06-BA19
■メーカー希望小売価格
20,000円(税別)
■質量／1.7kg
■原産国／デンマーク

延長脚(4個組)



写真は7cm延長脚です

装着時の床面高は+14cm(最低床面高39cm)になります。(最低床面高32cm)になります。

PDP-140G
■メーカー希望小売価格
3,700円(税別)
■材質／スチール、ABS樹脂
■装着時床面高／+14.0cm
■原産国／ベトナム

※センターロック仕様には取り付けできません。

PDP-70G
■メーカー希望小売価格
3,700円(税別)
■材質／スチール、ABS樹脂
■装着時床面高／+7.0cm
■原産国／ベトナム

※センターロック仕様には取り付けできません。

Ultilet
アルティレット

適合するマットレス幅: **90cm幅**

●特許第5089786号 手元スイッチ形状

コストパフォーマンスに優れた
施設用低床電動ベッドのスタンダードモデル



木製宮付タイプ
ダークブラウン
4輪ロック仕様
「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ
90cm幅



木製宮付タイプ
ライトブラウン
4輪ロック仕様
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ
90cm幅

人感センサー付フットライト



ベッドにおける起居動作や、
介護の際の動線の把握など、
夜間の居室における事故を
予防します。 →60ページ

離床センサー



非接触タイプで誤報や故障
が少ない、利用者にも介助者
にも優しい離床センサー。
→62ページ



木製フラットタイプ
ダークブラウン
固定脚仕様
90cm幅




木製フラットタイプ
ライトブラウン
4輪ロック仕様
「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ
90cm幅


背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能

膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を3段階に調節できるので、ズレが少なく姿勢を崩しにくくなります。

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…




⚠️ 褥瘡(床ずれ)の原因になります



1ボタン操作のライジングモーション機構



▶ 対応機種 2

背上げボタンを押すと、自動的に膝から上がり、その後に背が上がりだす「ライジングモーション」。これにより、足方向へのズレを抑制します。膝角度の動きは下図のように2種類に設定できます。



背圧・腹圧を軽減するバックオフ機構

背ボトムを後方に4cmスライドさせながら上半身を起こす背上げ機能で、腹部や背中の圧迫感を軽減します。また、背圧は肩付近にかかるように設計されており、肩の後ろに手を差し込むだけでも大幅に除圧できます。



※背圧については、自分で体を動かす事ができない人は特にご注意ください。背上げ中に発生する背圧を放置すると呼吸困難になる恐れもあります。


サイドレールの中央差しが可能

サイドレールの中央差し


収納式のサイドレールホルダーをベッドの中央に標準装備。ロングサイドレールの中央差しでベッドからの転落防止が可能です。

収納式サイドレールホルダー

中央のサイドレールホルダーは収納できるため、移乗の妨げになりません。



持ちやすく使いやすいユニバーサルデザインの手元スイッチ



麻痺・リウマチ・握力の弱い方でも保持しやすいダブル・ホールドマウント

手のひらに引っ掛けて持つことができるので、手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。



モータータイプ

2
モーター

2モーター

背上げ70°

背膝連動70°/22°

高さ調節



3
モーター

3モーター

背上げ70°

背膝連動70°/17°

膝上げ17°

高さ調節



仕様

■ 木製フラットタイプ

		2モーター		3モーター	
ダークブラウン	固定脚仕様	P109-25AA1	■メーカー希望小売価格 340,000円(非課税)	P109-35AA1	■メーカー希望小売価格 370,000円(非課税)
	4輪ロック仕様	P109-26AA1	■メーカー希望小売価格 360,000円(税別)	P109-36AA1	■メーカー希望小売価格 390,000円(税別)
ライトブラウン	固定脚仕様	P109-25AB1	■メーカー希望小売価格 340,000円(非課税)	P109-35AB1	■メーカー希望小売価格 370,000円(非課税)
	4輪ロック仕様	P109-26AB1	■メーカー希望小売価格 360,000円(税別)	P109-36AB1	■メーカー希望小売価格 390,000円(税別)

■ 木製宮付タイプ


		2モーター		3モーター	
ダークブラウン	固定脚仕様	P109-25AC1	■メーカー希望小売価格 370,000円(非課税)	P109-35AC1	■メーカー希望小売価格 400,000円(非課税)
	4輪ロック仕様	P109-26AC1	■メーカー希望小売価格 390,000円(税別)	P109-36AC1	■メーカー希望小売価格 420,000円(税別)
ライトブラウン	固定脚仕様	P109-25AD1	■メーカー希望小売価格 370,000円(非課税)	P109-35AD1	■メーカー希望小売価格 400,000円(非課税)
	4輪ロック仕様	P109-26AD1	■メーカー希望小売価格 390,000円(税別)	P109-36AD1	■メーカー希望小売価格 420,000円(税別)

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。


仕様

2モーター／3モーター

■ 木製フラットタイプ (単位:cm)



■ 木製宮付タイプ (単位:cm)



※中央のサイドレールホルダー使用時は全幅103.5cmとなります。
※昇降時はスイングしながら昇降するため、脚側は7cm以上、頭側は5cm以上のスペースが必要です。
※床からベースフレームの間は5.0cmです。

		2モーター	3モーター
マットレス適合寸法		全長190.0～193.0cm、幅88.0～91.0cm	
質量 (固定脚仕様の場合)	木製フラットタイプ	95.5kg(95.0kg)	98.5kg(98.0kg)
	木製宮付タイプ	106.5kg(106.0kg)	109.5kg(109.0kg)
梱包		4梱包(キャスター仕様は5梱包)	
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:プリント紙化粧板、PU塗装	
電動機能		背上げ角度 0～70度	
		膝上げ角度 0～22度	膝上げ角度 0～17度
床面高		25.0～63.0cm	
定格電圧		AC100V	
定格消費電力		90W	
モーター部		LINAK 社製	
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)	
原産国		ベトナム	

専用オプション

※その他のオプションはP54～P61をご覧ください。

延長脚(4個組)



写真は7cm延長脚です

装着時の床面高は+14cm
(最低床面高39cm)になります。

PDP-140G
■メーカー希望小売価格
3,700円(税別)
■材質／スチール、ABS樹脂
■装着時床面高／+14.0cm
■原産国／ベトナム

装着時の床面高は+7cm
(最低床面高32cm)になります。

PDP-70G
■メーカー希望小売価格
3,700円(税別)
■材質／スチール、ABS樹脂
■装着時床面高／+7.0cm
■原産国／ベトナム

装着時の床面高は+3.5cm
(最低床面高28.5cm)になります。

PDP-35G
■メーカー希望小売価格
3,700円(税別)
■材質／スチール、ABS樹脂
■装着時床面高／+3.5cm
■原産国／ベトナム

30

医療・介護施設用電動ベッド

マットレス

周辺機器

31



適合するマットレス幅：90cm幅

- 特許第5089786号 手元スイッチ形状
- 特許出願中 ハイバックサポート機能
- 特許出願中 リクライニング制御

詳しい説明や動画は
こちらから



<http://www.platz-ltd.co.jp/product/rafio/rafio/>

自然なリクライニング姿勢により
床ずれ・誤嚥リスクを低減。
ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド。



木製フラットボード
「ニューポイントマットレス」との組み合わせ
90cm幅

木製宮付ボード
「ユービーポイントマットレス」との組み合わせ
90cm幅

専門家のアドバイスのもと、
リラックスできるリクライニングを徹底的に目指しました

ポジショニングベッド

ポジショニングとは、「運動機能障害を有する者に、クッションなどを活用して身体各部の相対的な位置関係を設定し、目的に適合した姿勢（体位）を安全で快適に保持することをいう」と日本褥瘡学会で定義されています。この考えのもと、ポジショニングベッドは「ハイバックサポート機能」と背と膝の「フィッティング機能」を搭載、背上げ時のズレカの軽減とリラックスできる快適な姿勢を実現しました。体位管理の再現性を高め、在宅医療もサポートする新しい超低床介護用ベッドです。



人感センサー付フットライト



ベッドにおける起居動作や、
介護の際の動線の把握など、
夜間の居室における事故を
予防します。 →60ページ

離床センサー



非接触タイプで誤報や故障
が少ない、利用者にも介助者
にも優しい離床センサー。
→62ページ



樹脂ボード(木目調)
「アミカルサポートマットレス」との組み合わせ
90cm幅



佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター 福祉健康科学部門

共同開発 松尾 清美 准教授

近代車いすや福祉機器開発の第一人者。大学生時代に交通事故で車いす生活となるも、多くの福祉機器メーカーと研究開発を行い福祉機器の発展に寄与。車いすやベッド、移乗機器、移動用具などの特許は30を超える。また、1750軒を超える障がい者のための住環境設計を行うなど、30年に渡り障がい者や高齢者の自立（律）生活をサポート。日本リハビリテーション工学協会や福祉住環境コーディネーター協会、日本障がい者スポーツ学会などの理事を歴任。車いすテニスを日本に広めた先駆者でもある。著書：「障害受容はいのちの受容」など。



株式会社ふつものくらし研究所 代表取締役
一般社団法人福祉用具活用相談センター 理事長

共同開発 吉川 和徳 先生

理学療法士、シーティング・コンサルタント。2004年NPO法人日本シーティング・コンサルタント協会設立、座位姿勢の重要性を広めるなどシーティング、ポジショニングに関して多方面で活躍中。著書：「シーティング入門」など。




コネクトリハビリテーション
代表

共同開発 山形 茂生 先生


作業療法士。福祉用具プランナーやリフトリーダー研修会、移乗・移動に関する研修会等 数多くの研修会で福祉用具の活用に関して講師を務める。元別府リハビリテーションセンターリハ支援課 課長。NPO福祉用具ネット理事、日本リハビリテーション工学協会理事。

新しい背上げ。誤嚥リスクの低減、ズレカの軽減に ラフィオ ポジショニングベッドシリーズ



ハイバックサポート機能

背上げを「ハイバック：頭・背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を調節しながら背上げをおこないます。
1モーター、2モーターポジショニングベッドでは、ハイバックは背上げと連動して動きます。
3モーターポジショニングベッドでは、ハイバックを単独で操作することが出来ます。




背上げ時のズレを抑える膝位置のフィッティング機能


膝位置のフィッティング機能は利用者の大腿部の長さに合わせ、パーツの変更なしでひざ脚ボトムの屈曲位置を2段階に調節できるので、ズレの少ない快適な背上げをサポートします。

ピンを外して
左右にずらすだけの
簡単調整！

「ひざ脚ボトム」の屈曲位置と膝関節の場所が合っていないと…



⚠ 褥瘡（床ずれ）の原因になります



ポジショニングベッドに期待できる効果


誤嚥リスクの低減

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現が可能です。
摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。



褥瘡（床ずれ）リスクの低減（ズレカ、圧力の軽減）

ハイバックサポート機能を使った背上げは従来の背上げに比べ、ズレカと身体への圧力を軽減できます。背上げ後の静止状態でのズレカと圧力も軽減し、深部組織損傷（DTI）のリスクを低減。褥瘡（床ずれ）対策のポジショニングをサポートします。



被験者：身長165cm 体重60kg 男性 計測機器：FSA（タカノ社製） アミカルサポートマットレス使用時 ※データは一例です。測定値には個人差があります。

呼吸がしやすい姿勢に

背圧や腹圧を軽減し横隔膜を広げ、呼吸がしやすい快適な姿勢をつくれます。
また、体幹上部を屈曲することで、循環器への負荷を抑える効果が期待できます。



円背の方から妊娠中の方まで、幅広くポジショニングをサポートします


円背の方でも、脊柱の湾曲部にハイバックサポートの角度を合わせることが出来る場合、背上げ時の適切なポジショニングが可能です。
股関節の可動域が狭く背上げが困難な方や、腹圧がかけられない妊娠中の方にもズレカの少ない快適な背上げを提供します。

身体ズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながらローバック・ハイバック・膝がそれぞれ動き、理想的なリクライニング姿勢を実現。身体ズレや腹部の圧迫を抑制します。



ハイバックは0°から最大20°、ローバックは0°から最大70°まで上がります。ハイバックとローバックの角度は合わせて最大70°を超えないように自動で調節され、腹部の角度が常に90°以上を確保するように設計されています。



足先上げと足先下げの簡単切替え

足先の角度をワンタッチで切り替えできます。脚の浮腫（むくみ）軽減にも対応できます。

足先上げ



足先下げ



収納式サイドレールホルダー

全てのサイドレールホルダーは簡単に収納ができます。車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。



使いやすい手元スイッチ

手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間に引っかけて保持することができます。手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。

手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。



高さへの不安をなくす超低床15cm

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。ベッドを下げる際は床面高が24cmになるとブザーを鳴らして一旦停止し、挟み込みを防止します。そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。



省スペースに設置可能な垂直昇降機構


昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。また、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。

※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。




身長に合わせて選べるベッドサイズ

ボトムのみの変更でベッドのサイズをショート・レギュラー・ロングに変更できます。



角度の確認に便利な角度計付

ボトムへの取り付けが可能な角度計2つを標準装備。適切な角度を確認しながら背上げ動作を行うことができます。（ポジショニングベッドシリーズにのみ取付可能です。）



モータータイプ

HB1
モーター

連動ハイバックサポート
機能付
背上げ1モーター

背上げ連動
ハイバック20/70°

背上げ70°

背膝連動70/22°

高さ調節
(2段階)



※組立時に2段階の高さに設定できます。

HB2
モーター

連動ハイバックサポート
機能付
2モーター

背上げ連動
ハイバック20/70°

背上げ70°

背膝連動70/22°

高さ調節



HB3
モーター

電動ハイバックサポート
機能付
3モーター

電動ハイバック20°

背上げ70°

背膝連動70/22°

膝上げ22°

高さ調節



ポジショニングベッドシリーズ 型式

■ 樹脂ボード(木目調)

	連動ハイバックサポート機能付 背上げ1モーター	連動ハイバックサポート機能付 2モーター	電動ハイバックサポート機能付 3モーター
レギュラータイプ	P110-11ACR	P110-21ACR	P110-71ACR
ショートタイプ	P110-11ACS	P110-21ACS	P110-71ACS
ロングタイプ	P110-11ACL	P110-21ACL	P110-71ACL

■ 木製フラットボード

	連動ハイバックサポート機能付 背上げ1モーター	連動ハイバックサポート機能付 2モーター	電動ハイバックサポート機能付 3モーター
レギュラータイプ	P110-11BAR	P110-21BAR	P110-71BAR
ショートタイプ	P110-11BAS	P110-21BAS	P110-71BAS
ロングタイプ	P110-11BAL	P110-21BAL	P110-71BAL


■ 木製宮付ボード

	連動ハイバックサポート機能付 背上げ1モーター	連動ハイバックサポート機能付 2モーター	電動ハイバックサポート機能付 3モーター
レギュラータイプ	P110-11BBR	P110-21BBR	P110-71BBR
ショートタイプ	P110-11BBS	P110-21BBS	P110-71BBS
ロングタイプ	P110-11BBL	P110-21BBL	P110-71BBL


ポジショニングベッドシリーズ 仕様

背上げ1モーター


■ 樹脂ボード(木目調) (単位:cm)



■ 木製フラットボード (単位:cm)




■ 木製宮付ボード (単位:cm)




2モーター／3モーター


■ 樹脂ボード(木目調) (単位:cm)



■ 木製フラットボード (単位:cm)



■ 木製宮付ボード (単位:cm)



※床からベースフレームの間は0.2cmとなります。

			連動ハイバックサポート機能付 背上げ1モーター	連動ハイバックサポート機能付 2モーター	電動ハイバックサポート機能付 3モーター
マットレス適合寸法			全長190.0～192.0cm(ショートタイプ182cm)、幅88.0～91.0cm		
質量	樹脂ボード(木目調)	レギュラータイプ	93.4kg	94.9kg	96.9kg
		ショートタイプ	92.9kg	94.4kg	96.4kg
		ロングタイプ	94.4kg	95.9kg	97.9kg
	木製フラットボード	レギュラータイプ	98.4kg	99.9kg	101.9kg
		ショートタイプ	97.9kg	99.4kg	101.4kg
		ロングタイプ	99.4kg	100.9kg	102.9kg
	木製宮付ボード	レギュラータイプ	104.4kg	105.9kg	107.9kg
		ショートタイプ	103.9kg	105.4kg	107.4kg
		ロングタイプ	105.4kg	106.9kg	108.9kg
バッテリー付の場合：+1.7kg					
梱包		7梱包(バッテリー付の場合:8梱包)			
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂タイプ)PE樹脂 (木製タイプ)プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装			
電動機能	ハイバック角度	20度			
	背上げ角度	70度			
	膝上げ角度	22度			
床面高		15.0／31.0cm(2段階)	15.0～57.0cm		
定格電圧		AC100V			
定格消費電力		105W	165W		
モーター部		LINAK社製			
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)			
原産国		ベトナム			

ベッドの高さに不安がある方にも安心の超低床ベッド ラフィオ ベーシックベッドシリーズ



高さへの不安をなくす超低床15cm

最低床時は床面高15cm。普段布団でお休みされていた方にも抵抗感の少ない床面高です。また、ベッドからの転落の不安や転落した際の怪我のリスクを低減します。ベッドを下げる際は床面高が24cmになるとブザーを鳴らして一旦停止し、挟み込みを防止します。そのままボタンを押し続けると、ブザーを繰り返し鳴らしながら最低位15cmまで下がります。



省スペースに設置可能な垂直昇降機構


昇降の際にベッドがスイングせず垂直に昇降するので、設置面積が少なく済みます。また、床面高は最低位15cmから最高位57cmまで昇降でき、ベッドからの立ちあがりや介護する方の負担を軽減します。

※背上げ1モーターの場合、組立時に15cmと31cmの2段階の高さに設定できます。




身体のズレ・腹圧を軽減する1ボタン操作のライジングモーション機構

1ボタン操作で、背と膝の角度を調節しながら理想的なリクライニング姿勢を実現。身体のズレや腹部の圧迫を抑制します。




収納式サイドレールホルダー

全てのサイドレールホルダーは簡単に収納ができます。車いすをよりベッドに近づける事が可能になり、安全に移乗できます。



使いやすい手元スイッチ



手元スイッチ裏面にあるダブル・ホールドマウントにより指の間にひっかけて保持することができます。手が動かしにくい方でも握りやすく、使いやすいデザインです。手元スイッチのロックボタンを硬貨等で回転させることで、手元スイッチによるベッド操作をロックすることができます。



モータータイプ

背1
モーター

背上げ1モーター

背上げ70°

背膝連動70°/22°

高さ調節(2段階)

2
モーター

2モーター

背上げ70°

背膝連動70°/22°

高さ調節

3
モーター

3モーター

背上げ70°

背膝連動70°/22°

膝上げ22°

高さ調節

※組立時に2段階の高さに設定できます。

ベーシックベッドシリーズ 型式

■ 樹脂ボード(木目調)

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12ACR	P110-22ACR	P110-32ACR
ショートタイプ	P110-12ACS	P110-22ACS	P110-32ACS
ロングタイプ	P110-12ACL	P110-22ACL	P110-32ACL

■ 木製フラットボード

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12BAR	P110-22BAR	P110-32BAR
ショートタイプ	P110-12BAS	P110-22BAS	P110-32BAS
ロングタイプ	P110-12BAL	P110-22BAL	P110-32BAL

■ 木製宮付ボード

	背上げ1モーター	2モーター	3モーター
レギュラータイプ	P110-12BBR	P110-22BBR	P110-32BBR
ショートタイプ	P110-12BBS	P110-22BBS	P110-32BBS
ロングタイプ	P110-12BBL	P110-22BBL	P110-32BBL

ベーシックベッドシリーズ 仕様

背上げ1モーター

■ 樹脂ボード(木目調) (単位:cm)

■ 木製フラットボード (単位:cm)

■ 木製宮付ボード (単位:cm)

2モーター／3モーター

■ 樹脂ボード(木目調) (単位:cm)

■ 木製フラットボード (単位:cm)

■ 木製宮付ボード (単位:cm)

※床からベースフレームの間は0.2cmとなります。

			背上げ1モーター	2モーター	3モーター
マットレス適合寸法			全長190.0～192.0cm(ショートタイプ182cm)、幅88.0～91.0cm		
質量	樹脂ボード(木目調)	レギュラータイプ	88.4kg	89.9kg	91.4kg
		ショートタイプ	87.9kg	89.4kg	90.9kg
		ロングタイプ	89.4kg	90.9kg	92.4kg
	木製フラットボード	レギュラータイプ	93.4kg	94.9kg	96.4kg
		ショートタイプ	92.9kg	94.4kg	95.9kg
		ロングタイプ	94.4kg	95.9kg	97.4kg
	木製宮付ボード	レギュラータイプ	99.4kg	100.9kg	102.4kg
		ショートタイプ	98.9kg	100.4kg	101.9kg
		ロングタイプ	100.4kg	101.9kg	103.4kg
	バッテリー付の場合：+1.7kg				
梱包		7梱包(バッテリー付の場合:8梱包)			
材質		本体部:スチール、ABS樹脂 ヘッド・フットボード:(樹脂タイプ)PE樹脂 (木製タイプ)プリント紙化粧繊維板、天然木ウレタン樹脂塗装			
電動機能	ハイバック角度	—			
	背上げ角度	70度			
	膝上げ角度	22度			
床面高		15.0／31.0cm(2段階)	15.0～57.0cm		
定格電圧		AC100V			
定格消費電力		105W	165W		
モーター部		LINAK社製			
最大利用者体重		138kg／安全動作荷重:174kg(1700N)			
原産国		ベトナム			

ポジショニングベッド・ベーシックベッドシリーズ共通 専用オプション

※その他のオプションはP53、P55～P61をご覧ください。

超低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+0.5cm(最低床面高15.5cm)になります。 ※人感センサー付フットライト、サイドテーブル、DC電源タイプの離床センサーはご使用できません。

PC01-5CK
■メーカー希望小売価格
23,000円(税別)
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国/ベトナム

低床用キャスター(4個組)



装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。

PC02-8CK
■メーカー希望小売価格
19,500円(税別)
■材質/ナイロン、ポリウレタン、スチール、ABS樹脂
■原産国/ベトナム

8cmハイトスペーサー固定脚タイプ(4個組)



装着時の床面高は+8cm(最低床面高23cm)になります。 ※キャスターとの併用はできません。

PH04-80
■メーカー希望小売価格
6,900円(税別)
■材質/ABS樹脂
■原産国/ベトナム

ラフィオ用バッテリー



停電時や電源が確保できないときも、ベッドを操作することができます。※充電式です。

PE06-BA19
■メーカー希望小売価格
20,000円(税別)
■質量/1.7kg
■原産国/デンマーク

ナースコールホルダー/万能フック




ナースコールやお薬カレンダー等を掛けることができます。

PL-235
■メーカー希望小売価格
600円(税別)
■寸法/幅2.6×奥行2.4×高さ11.5cm
■材質/PP樹脂
■原産国/ベトナム

ロングタイプのベッドをご使用される場合には、下記のオプションが必要です。スペーサーは必ずボード側に取り付けてください。


ロングタイプ対応スペーサー(サイドレール用)(1個入り)



ロングタイプのベッドをご使用の際にサイドレールの長さを延長します。

PS02-PA505
■メーカー希望小売価格
2,500円(税別)
■寸法/幅3.0×長さ17.0×高さ43.0cm
■材質/PP樹脂、PVC樹脂
■原産国/ベトナム

ロングタイプ対応スペーサー(ベッド用グリップ用)(1個入り)



ロングタイプのベッドをご使用の際にベッド用グリップの長さを延長します。

PS03-PF500
■メーカー希望小売価格
2,500円(税別)
■寸法/幅3.5×長さ17.5×高さ36.0cm
■材質/PP樹脂、PVC樹脂
■原産国/ベトナム

延長マットレス(固綿タイプ) 90cm幅



マットレスの長さを延長します。

PM08-90A
■メーカー希望小売価格
10,000円(税別)
■寸法/幅90.0×長さ14.0×厚さ8.0cm
■質量/0.6kg
■材質/外カバー:中材:ポリエステル
■原産国/韓国

延長マットレス(防水ウレタンタイプ) 90cm幅



マットレスの長さを延長します。

PM08-90B
■メーカー希望小売価格
10,000円(税別)
■寸法/幅90.0×長さ14.0×厚さ8.0cm
■質量/0.5kg
■材質/外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国/ベトナム

マットレス

ベッドを使う方の環境を考えて
開発されたマットレス

マットレス		
アミカルサポートマットレス		46
ニューポイントマットレス		48
スタンダードマットレス		48
ユービーポイントマットレス		49
オーバーレイウレタンマットレス		50

アミカルサポートマットレス

リクライニングへの追従性と体圧分散性を高めたハイグレードウレタンマットレス

難燃 MRSA 抗菌 防水



通気タイプ

■メーカー希望小売価格 オープン価格

90cm幅	レギュラータイプ PM11-9009
	ショートタイプ PM11-9009S

■寸法／幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量／5.5kg(ショート5.0kg)
■材質／外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／日本

83cm幅	レギュラータイプ PM11-8309
	ショートタイプ PM11-8309S

■寸法／幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量／5.0kg(ショート4.5kg)
■材質／外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／日本

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

清拭タイプ

■メーカー希望小売価格 オープン価格

90cm幅	レギュラータイプ PM12-9009
	ショートタイプ PM12-9009S

■寸法／幅90.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量／5.5kg(ショート5.0kg)
■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／日本

83cm幅	レギュラータイプ PM12-8309
	ショートタイプ PM12-8309S

■寸法／幅83.0×厚さ9.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量／5.0kg(ショート4.5kg)
■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／日本

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

ハイバック・背・膝のリクライニングに対応する高い追従性

中材の表面・裏面および屈曲位置に高伸縮ウレタンを採用。高い追従性により様々なベッドのリクライニングに対応でき、背上げ時のズレを抑制します。外カバーには伸縮性の高い生地を使用することで、リクライニングとの追従性をさらに高めます。




外カバー特殊加工

外カバーには難燃性の高い生地を使用。院内感染でのリスクが高いMRSAに対し、増殖を抑制する抗菌加工を施しています。吸湿性・伸縮性に優れた通気タイプとお手入れしやすい清拭タイプの2タイプをラインナップしています。


高いメンテナンス性

無膜加工によりウレタンでありながら洗浄・乾燥が可能です。通気性にも優れています。




身体の部位にあわせた独自加工による高い体圧分散性

表面には身体の部位にあわせ、3タイプのプロファイル加工を採用。高い体圧分散効果を発揮します。頭、胸、腰、足の身体を支える部位には硬めのウレタンを中層に配置し、沈み込みを軽減します。




体圧分散データ 計測機器:FSA(タカノ社製)



硬さが選べるリバーシブルタイプ

身体状況や好みに応じて、ノーマル面(表)とハード面(裏)を使い分けられます。

※ハード面にはプロファイル加工はございません。



ニューポイントマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ

通気性を考慮したリバーシブルタイプの介護用マットレス
芯地のポリエステルにも抗菌剤が練り込まれています。



硬さが選べて背圧を軽減する2層構造



背上げの際に発生する「背圧」は、背ボトムとマット、マットと身体との摩擦により発生しますが、背上げ時に2層のマットがずれることで背圧を軽減します。

■メーカー希望小売価格 50,000円(税別)

90cm幅 レギュラータイプ PKM-9080
ショートタイプ PD504-A9008S

■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量／7.5kg(ショート7.4kg) ■材質／ポリエステル ■原産国／韓国

83cm幅 レギュラータイプ PD504-A8308
ショートタイプ PD504-A8308S

■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量／7.2kg(ショート6.7kg) ■材質／ポリエステル ■原産国／韓国

外カバー・内カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。


スタンダードマットレス

難燃 抗菌 防臭 防ダニ

背圧の軽減を考えた介護用マットレス



背圧を軽減する2層構造



■メーカー希望小売価格 36,000円(税別)

90cm幅 レギュラータイプ PKM-E80BR

■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm ■質量／6.2kg
■材質／ポリエステル ■原産国／韓国

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

ユービーポイントマットレス

防水

リバーシブルタイプのウレタンフォームマットレス



UBpoint
PLATZ

通気タイプ

■メーカー希望小売価格 36,000円(税別)

90cm幅 レギュラータイプ PM09-A9008
ショートタイプ PM09-A9008S

■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量／6.1kg(ショート5.9kg)
■材質／外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／ベトナム

83cm幅 レギュラータイプ PM09-A8308
ショートタイプ PM09-A8308S

■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量／5.7kg(ショート5.4kg)
■材質／外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／ベトナム

外カバーは取り外して洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

防水タイプ

■メーカー希望小売価格 36,000円(税別)

90cm幅 レギュラータイプ PD503-A9008
ショートタイプ PD503-A9008S

■寸法／幅90.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量／6.1kg(ショート5.9kg)
■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／ベトナム


83cm幅 レギュラータイプ PD503-A8308
ショートタイプ PD503-A8308S

■寸法／幅83.0×厚さ8.0×長さ191.0cm(ショート182.0cm)
■質量／5.7kg(ショート5.4kg)
■材質／外カバー:ポリウレタンラミネート、ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／ベトナム


外カバーは取り外して手洗いによる洗濯が可能です。

※非課税ベッドと同時購入の場合、非課税となります。

硬さが選べるリバーシブルタイプ



体圧分散データ 計測機器:FSA(タカノ社製)



オーバーレイウレタンマットレス

マットレスの上に敷くことで寝心地をより良くするマットレス
四隅にはマットレス固定用のゴムバンドがついています。



■メーカー希望小売価格 **22,000円(税別)**

90cm幅 **PM06-9003**

■寸法／幅90.0×厚さ3.0×長さ191.0cm
■適合マットレスサイズ／幅90.0×長さ191.0cm(厚さ4.0cm～14.0cmまで)
■質量／2.8kg
■材質／外カバー:ポリエステル 中材:ウレタンフォーム
■原産国／韓国

カバー(取り外し可能)とウレタンは水洗い可能です。



センサーマットを収納できるポケット付

マットレスの裏側にはポケットがあり、離床センサーのセンサーマットなどを入れて使用することができます。
センサーマットの幅は25cmまで対応できます。

マットレス硬さ比較表

さまざまな柔らかさ・機能をもったマットレスを取り揃えております。離床の促進には寝返りや起きあがりしやすい硬めのマットレス、床ずれの防止には体圧分散効果の高い柔らかめのマットレスをおすすめします。


	ハード1	ハード2	標準3	ソフト4	ソフト5
アミカルサポート マットレス					
ニューポイント マットレス					
スタンダード マットレス					
ユービーポイント マットレス					

周辺機器

より良い看護・介護環境のための
豊富なオプション類

周辺機器	
サイドレール	52
ニーパロPII	56
人感センサー付フットライト	60
スイッチ接続キット	60
テーブル・カーペット	61
離床センサー	62
施設用家具	66

サイドレール (P300シリーズ用)



ロングサイドレール(1本入)

PS01-119 ■メーカー希望小売価格 **10,300円(税別)**


■質量/4.0kg(1本)
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
■原産国/ベトナム



安全カバー付 ロングサイドレール(1本入)

PS01-119S ■メーカー希望小売価格 **17,800円(税別)**

■寸法/幅119.5×高さ54.0cm
■質量/4.3kg(1本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PASN-TU119(1枚入) ■メーカー希望小売価格 7,400円(税別)



ロングサイドレール(2本組)

PS01-99 ■メーカー希望小売価格 **16,100円(税別)**


■質量/6.8kg(2本)
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
■原産国/ベトナム



安全カバー付 ロングサイドレール(2本組)

PS01-99S ■メーカー希望小売価格 **31,000円(税別)**

■寸法/幅99.0×高さ54.0cm
■質量/7.4kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PS01S-99(1枚入) ■メーカー希望小売価格 7,400円(税別)



レギュラーサイドレール(2本組)

PS01-79 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**

■質量/5.5kg(2本)
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
■原産国/ベトナム




安全カバー付 レギュラーサイドレール(2本組)

PS01-79S ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税別)**

■寸法/幅79.5×高さ54.0cm
■質量/6.0kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PASN-TU79(1枚入) ■メーカー希望小売価格 7,400円(税別)

サイドレール (アーデル、ラフィオ用)



ロングサイドレール(2本組)

PA505-96 ■メーカー希望小売価格 **16,100円(税別)**


■質量/6.8kg(2本)
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
■原産国/ベトナム



安全カバー付 ロングサイドレール(2本組)

PA505-96S ■メーカー希望小売価格 **31,000円(税別)**

■質量/7.4kg(2本)
■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PA505S-96(1枚入) ■メーカー希望小売価格 7,400円(税別)



レギュラーサイドレール(2本組)

PA505-75 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**


■質量/5.4kg(2本)
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
■原産国/ベトナム



安全カバー付 レギュラーサイドレール(2本組)

PA505-75S ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税別)**

■質量/5.9kg(2本)
■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PA505S-75(1枚入) ■メーカー希望小売価格 7,400円(税別)



ショートサイドレール(2本組)

PA505-44 ■メーカー希望小売価格 **11,500円(税別)**

■質量/4.5kg(2本)
■材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂
■原産国/ベトナム



安全カバー付 ショートサイドレール(2本組)


PA505-44S ■メーカー希望小売価格 **26,400円(税別)**

■質量/4.8kg(2本)
■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂
カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国/本体:ベトナム カバー:日本
※安全カバーのみ PA505S-44(1枚入) ■メーカー希望小売価格 7,400円(税別)

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2セットまで非課税となります。 ※ロングサイドレールPS01-119(1本入)は、ベッド1台に対し最大2本までご使用できます。

※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2セット(4本)まで非課税となります。

サイドレール(アルティレット用)



ロングサイドレール(1本入)

PA501-TU119 ■メーカー希望小売価格 10,300円(税別)


- 質量/4.0kg(1本)
- 材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
- 原産国/ベトナム



安全カバー付 ロングサイドレール(1本入)

PA501-TU119SN ■メーカー希望小売価格 17,800円(税別)

- 寸法/幅119.5×高さ54.0cm
- 質量/4.3kg(1本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
- カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
- 原産国/本体:ベトナム カバー:日本
- ※安全カバーのみ PASN-TU119(1枚入) ■メーカー希望小売価格 7,400円(税別)



レギュラーサイドレール(2本組)

PA501-TU79 ■メーカー希望小売価格 11,500円(税別)


- 質量/5.5kg(2本)
- 材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
- 原産国/ベトナム



安全カバー付 レギュラーサイドレール(2本組)

PA501-TU79SN ■メーカー希望小売価格 26,400円(税別)

- 寸法/幅79.5×高さ54.0cm
- 質量/6.0kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂
- カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
- 原産国/本体:ベトナム カバー:日本
- ※安全カバーのみ PASN-TU79(1枚入) ■メーカー希望小売価格 7,400円(税別)



ショートサイドレール(2本組)

PA501-TU41 ■メーカー希望小売価格 11,500円(税別)

- 質量/4.5kg(2本)
- 材質/スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂
- 原産国/ベトナム




安全カバー付 ショートサイドレール(2本組)

PA501-TU41SN ■メーカー希望小売価格 26,400円(税別)


- 寸法/幅61.5×高さ54.0cm
- 質量/4.8kg(2本) ■材質/本体:スチール(粉体焼付塗装)、PA樹脂、PP樹脂
- カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
- 原産国/本体:ベトナム カバー:日本
- ※安全カバーのみ PASN-TU41(1枚入) ■メーカー希望小売価格 7,400円(税別)

組み合わせ例

P300シリーズ



アーデル



アルティレット




ラフィオ



安全カバー付ベッド用グリップにすることで、
手足の挟み込みによる
事故を防ぎます。

危険!!



圧迫感の少ない
メッシュ構造



※非課税のベッドと同時購入の場合、サイドレールは2セットまで非課税となります。 ※ロングサイドレールPA501-TU119(1本入)は、ベッド1台に対し最大2本までご使用できます。


ニーパロPⅡ

ノーリフトとは？

ノーリフトとは、人の力だけで患者や利用者を抱え上げずに、福祉用具を活用することにより腰の負担を軽減させる、安全な看護・介護行為のことです。介護者の腰痛予防に大きな効果が期待できます。



ノーリフト環境を実現させる、
唯一の自動ロック式ベッド用
グリップ



ロック忘れによる事故を予防する 自動ロック方式(業界初)

立ち上がるときにグリップ部が固定されていないと手を挟んだり、転倒事故の原因になります。このような事故を防止するため、「ニーパロⅡ」には45度毎に自動的にロックする機構を搭載しています。

(特許第4921535号)



握力の弱った方でも簡単にロックできる ユニバーサルデザインの解除ハンドル



指や手のひらで楽に解除できる
ユニバーサルデザインです。



握りやすさを追求し、手首への負担を軽減する 「ニーパロボール」と「波型グリップ」



膝折れを防ぎ、 安全な立ちあがり・移乗を実現する「安心ひざパッド」

従来のベッド用グリップでは・・・

写真のように膝が前方向にズレ落ちると首を打ったり、転倒するなど危険な状態になることもありました。(ひざ折れ状態)



安心ひざパッドがあると・・・



ずり落ちを予防します

膝の位置にパッドがあり、「ひざ折れ」を防止できます。



楽な立ちあがり

膝をパッドにあて腕を引くことで腰が浮きやすくなり、より少ない力で立ち上がることができます。



立位を安定させます

腕・ひざ・足の3点で身体を支えるため、立位状態が安定しやすくなります。



端座位時のずり落ちを予防

グリップ角度45度で使用すると、膝位置が固定できマットからのずり落ちを予防できます。



■ 移乗用具を安全に使用できます
トランスファーボードなど滑りやすい移乗用具を使用する際も「ひざ折れ」の心配がなく、安心して使用できます。

後方介助を実現します

介助者の腰への負担が大きい「前方介助」から、腰への負担が少ない「後方介助」を安心して行うことが可能です。【P58/使い方(A)参照】

ニーパロPIIの使い方

後方介助移乗

●【使い方(A)】ベッドから車いすへの介助移乗(トランスファーボードを使った場合)

ノーリフトを実現しました



1
ベッドの背を上げ、ベッドの高さを車いすよりもやや高く設定し、グリップ部を45度にセットします。車いすのブレーキをかけ、車いす側の足を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。

2
グリップ部を握り、後ろに倒れないように注意しながら、ボードを左臀部の下に敷き、ボードの端を車いすの中心位置に置きます。

3
車いすの手すりを握り、引くように促します。介助者の右足はベッドの上に乗せます。



4
左腰部を支え、左腕側へ寄りかかるように体を傾かせ、右臀部を軽く押し、車いすへ移乗させます。移乗中に車いすが動かないように左足で固定します。

5
右臀部に体重が乗るように右に体を傾け、車いすの奥まで移乗させます。

6
ボードを抜きやすいように身体を左に傾けてボードを上げ、前後に動かしながら引き抜きます。

自立移乗

●【使い方(B)】ベッドから車いすへの自立移乗(90度の場合)



1
グリップ部を90度を開き、膝をパッドにあてます。ベッドの高さは車いすよりもやや高くなります。車いすを寄せ、ブレーキをかけます。

2
車いす側の足を前に出します。前に出す足を逆にすると足を痛める原因になるためご注意ください。(45度の場合も同じ)

3
膝をパッドにあてながら立ち上がり、あるいは腰を浮かして…

4
車いすへ移ります。

「トランスファーボード」や「スライディングシート」は、表面が滑りやすく加工されており、用途に合わせ様々な形状があります。詳しくは福祉用具販売会社にお尋ねください。

ポイント

移乗する時の基本動作は「ベッドの高さを調整する」ことです。ベッドから車いすへ移る場合は、ベッドの高さを車いすの座面よりやや高くなります。逆に、車いすからベッドに移る場合は、ベッドの高さを下げ、車いすよりもやや低く設定します。



仕様

■ ニーパロIIシリーズ



パッド付自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロPII」

PF500-116P ■メーカー希望小売価格 60,000円(税別)

■寸法／幅116.5×高さ52.0cm
■質量／9.2kg
■材質／スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
■原産国／ベトナム



安心ひざパッド・安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロPSII」

PF500-116PS ■メーカー希望小売価格 68,600円(税別)

■寸法／幅116.5×高さ52.0cm
■質量／9.5kg
■材質／本体:スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂、EVA樹脂
カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国／本体:ベトナム カバー:日本

※安全カバーのみ PF500S-116 ■メーカー希望小売価格 8,600円(税別)

自動ロック式ベッド用グリップ「ニーパロII」

PF500-116 ■メーカー希望小売価格 56,000円(税別)


■寸法／幅116.5×高さ52.0cm
■質量／8.9kg
■材質／スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂
■原産国／ベトナム

安全カバー付ベッド用グリップ「ニーパロSII」

PF500-116S ■メーカー希望小売価格 64,600円(税別)

■寸法／幅116.5×高さ52.0cm
■質量／9.2kg
■材質／本体:スチール、亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、POM樹脂
カバー:ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム
■原産国／本体:ベトナム カバー:日本

■ ニーパロII専用オプション



(特許第4802296号)

ニーパロII専用安心ひざパッド「ニーパロ・パッドII」

PF500P-116 ■メーカー希望小売価格 4,000円(税別)

■寸法／35.0×20.0×3.3(厚み)cm
■質量／250g
■材質／EVA樹脂
■原産国／ベトナム

安全カバー付ベッド用グリップにすることで、手足の挟み込みによる事故を防ぎます。

危険!!



圧迫感の少ないメッシュ構造



人感センサー付フットライト

ベッドにおける起居動作や、介護の際の動線の把握など、夜間の居室における事故を予防します。



PL01-5VL ■メーカー希望小売価格 オープン価格

- 寸法／幅9.0×高さ6.0×奥行5.0cm
- 材質／PC樹脂
- 原産国／中国
- ※ラフィオは超低床用キャスター装着時にはご使用できません。
- 即時点灯性が高く、寿命が長いLEDライトを採用。
- 電源ON-OFF切り替えスイッチ付き。
- 点灯時間は1分／3分／5分／10分の4段階。ご希望の時間に合わせて点灯します。
- 明るさの調整は3段階に切り替え可能です。
- 電源はベッドの電力を使用するため、電池や別のコンセントは必要ありません。

スイッチ接続キット

意思伝達装置によるベッド操作を可能にするための接続キットです。



P300シリーズ用

PE07-S2 ■メーカー希望小売価格 オープン価格

- 寸法／幅11.0×高さ7.0×奥行5.0cm
- 材質／ABS樹脂
- 原産国／日本
- 対応する接続方法／φ3.5mmモノラルプラグによる接続
- 環境制御装置の取り付けが可能になり、手元スイッチの操作が困難な方でもベッドの昇降やリクライニングができるようになります。
- 環境制御装置を取り付ける際のベッドの改造が不要になります。改造の手間や費用、また、改造によるベッドの不具合・故障のリスクを減らします。
- ※意思伝達装置、環境制御装置は別売りです。当社でのお取り扱いはありませんので、販売店様へお問い合わせください。

その他

オーバーテーブル



90cm幅 PGT-400LM
83cm幅 PGT-400LM83 ■メーカー希望小売価格 11,500円(税別)

- 寸法／90cm幅:幅100.3×奥行35.8×厚さ4.1cm
83cm幅:幅93.3×奥行35.8×厚さ4.1cm
- 質量／90cm幅:3.2kg 83cm幅:3.0kg
- 材質／甲板:プリント紙化粧繊維板 取っ手:ABS樹脂
- 最大使用荷重／15kg
- 原産国／台湾
- ※適合機種
オーバーテーブル90cm幅:アーデル、アルティレット、ラフィオ
オーバーテーブル83cm幅:P300シリーズ


床キズ防止カーペット(4枚組)



PSC-1216SC ■メーカー希望小売価格 3,400円(税別)

- 寸法／16.5×12.5cm×厚さ5mm
- 材質／ナイロン
- 原産国／日本

点滴棒



PE03-T1 ■メーカー希望小売価格 12,000円(税別)

- 寸法／高さ103.0～183.0cm
- 質量／0.9kg
- 材質／ステンレス
- 原産国／日本

ガス圧式昇降ベッドテーブル



PZT-840 ■メーカー希望小売価格 43,700円(税別)

- 寸法／幅84.0×奥行47.0×高さ60.0～84.0cm
(天板)幅84.0×奥行40.0×厚さ1.7cm
- 質量／15.5kg
- 材質／ベースフレーム部:スチール
木部:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
キャスターカバー:PP樹脂
- 最大使用荷重／10kg
- 原産国／ベトナム
- ※「アルティレット」に使用する場合は別売の「3.5cm延長脚」が必要です。
- ※「ラフィオ」に使用する場合は別売の「ハイトスパーサー固定脚タイプ」または「低床用キャスター」が必要です。

酸素ボンベホルダー



PE02-S1 ■メーカー希望小売価格 オープン価格

- 寸法／幅18.0×奥行20.0×高さ46.0cm
- 質量／2.2kg
- 材質／スチール
- 原産国／日本

点滴棒ホルダー



PE05-T1 ■メーカー希望小売価格 8,000円(税別)

- 寸法／幅3.0×奥行8.1×高さ31.1～33.5cm
- 質量／0.9kg
- 材質／スチール、ゴム
- 原産国／ベトナム

離床センサー

非接触タイプで誤報や故障が少ない
利用者にも介助者にも
優しい離床センサー




ストレスの少ない非接触タイプ

マットレスの下に設置するため、ベッド利用時に違和感がなく、見守られているというストレスも感じさせません。また、利用者の肌に直接触れることがなく衛生的です。



体動、心拍、呼吸で感知するため、誤報が少ない

体動、心拍、呼吸などの生体信号を、マットレスを伝わるわずかな振動で感知します。端座位やうつ伏せ、横向きなど、どんな姿勢でも感知でき誤報が極めて少ないシステムです。



センサーマットの内部は空気のため、安全で故障が少ない

センサーマットの内部は空気とウレタンのみで構成で、折り曲げや変形にも強く、へたりや内部の破損などのリスクが極めて少ない構造です。



ベッドの電力を使用でき、コンセントがいらない「DC電源タイプ」

DC電源タイプはベッドの電力を使用するため、別のコンセントや電池が必要ありません。乱雑になりがちなベッドまわりの配線を少なくすることで、転倒のリスクを低減できます。

電源タイプ

- DC電源タイプ…ベッドの電力を使用
- AC電源タイプ…通常のコンセントを使用

※DC電源タイプをご使用の際には、別売の「変換アダプター付電源コード (PL01-L)」が必要となります。


※DC電源タイプ適合機種：P300シリーズ、アーデル、アルティレット、ラフィオ

※ラフィオは超低床用キャスター装着時にはDC電源タイプをご使用できません。



Wセンサーで、素早く確実な離床予測

人感センサーは赤外線により人の動きを感知します。生体信号を感知するセンサーマットとあわせて2つのセンサーで感知することで、より素早く確実に離床をお知らせします。



ナースコールとの連動

ナースコール連動タイプは、既存のナースコールシステムに離床をお知らせします。


呼び出し機能

オプションの「呼び出しボタン」は、受信機に離床のアラームとは違う音で呼び出しをお知らせします。

ラインナップ

1×1 (One by One) … 1人で1名を見守るタイプ

TAISコードを取得しております。




※DC電源タイプをご使用の際には、「変換アダプター付電源コード(PL01-L)」が必要となります。

徘徊感知機器(1×1タイプ)

DC電源タイプ	
PW02-11MS-DC	
■メーカー希望小売価格	128,000円(税別)
■原産国/日本	DC電源ケーブル:中国
AC電源タイプ	
PW02-11MS-AC	
■メーカー希望小売価格	128,000円(税別)
■原産国/日本	AC電源ケーブル:中国

1×9 (One by Nine) … 1人で複数名(最大9名)を見守るタイプ

主に病院や高齢者施設でご使用いただけます。ユニットケアを実施されている施設様に最適です。TAISコードを取得しております。




※DC電源タイプをご使用の際には、「変換アダプター付電源コード(PL01-L)」が必要となります。 ※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

離床センサー(1×9タイプ)

DC電源タイプ	
PW02-1NMS-DC	
■メーカー希望小売価格	128,000円(税別)
■原産国/日本	DC電源ケーブル:中国
AC電源タイプ	
PW02-1NMS-AC	
■メーカー希望小売価格	128,000円(税別)
■原産国/日本	AC電源ケーブル:中国

ナースコール連動タイプ

センサーをナースコールに接続することで、既存のナースコールシステムに離床をお知らせします。




※DC電源タイプをご使用の際には、「変換アダプター付電源コード(PL01-L)」が必要となります。
※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。
※適合するナースコールにつきましては、ブラッツまでお問い合わせください。

離床センサー(ナースコール連動タイプ)

DC電源タイプ	
有線 ナースコール 連動タイプ	PW02-NCMS-DC/ZZ
	■メーカー希望小売価格 98,000円(税別) ■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国
無線 ナースコール 連動タイプ	PW02-NRXMS-DC/ZZ
	■メーカー希望小売価格 128,000円(税別) ■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国
AC電源タイプ	
有線 ナースコール 連動タイプ	PW02-NCMS-AC/ZZ
	■メーカー希望小売価格 98,000円(税別) ■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国
無線 ナースコール 連動タイプ	PW02-NRXMS-AC/ZZ
	■メーカー希望小売価格 128,000円(税別) ■原産国/日本 DC電源ケーブル:中国

仕様



寸法	受信機:長さ5.8×幅11.6×高さ1.7cm 人感センサー:長さ4.0×幅4.0×高さ3.3cm センサーマット: (樹脂ケース部)長さ9.0×幅14.0×高さ3.0cm (マット部)長さ71.0×幅10.0×高さ1.0cm
質量	受信機:76g 人感センサー:78g センサーマット:345g
材質	受信機: ABS樹脂 センサーマット: ABS樹脂、PVC樹脂
定格電圧	5V
消費電流	1A以下
無線到達距離	見通し100m(参考)

オプション



離床センサー用呼出しボタン

PW02-NC

■メーカー希望小売価格 9,800円(税別)
■コード長さ/1.4m
■材質/ABS樹脂
■原産国/日本



変換アダプター付電源コード(長)

PL01-L

■メーカー希望小売価格 オープン価格
■コード長さ/4.1m
■材質/PC樹脂、PA樹脂
■原産国/中国

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。



人感センサー付追加センサーマット(1×9タイプ用)

PW02-SM1NMS-DC (DC電源タイプ用)

PW02-SM1NMS-AC (AC電源タイプ用)

■メーカー希望小売価格 98,000円(税別)
■寸法/センサーマット: 長さ80.0×幅14.0×高さ3.0cm 人感センサー: 長さ4.0×幅4.0×高さ3.3cm
■質量/センサーマット: 345g 人感センサー: 78g ■無線到達距離/見通し100m(参考)
■原産国/日本



中継機

PW02-RP

■メーカー希望小売価格 50,000円(税別)
■寸法/長さ11.6×幅5.8×高さ1.7cm
■質量/58g ■無線到達距離/見通し100m(参考)
■原産国/日本

施設用家具



床頭台ロータイプ

ダークブラウン PK01-DB	ミディアムブラウン PK01-MB	ライトブラウン PK01-LB
--------------------	----------------------	--------------------

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■寸法／幅44.0×奥行47.0×高さ70.0cm
■質量／18.0kg ■材質／天然木化粧繊維板
■表面加工／天板:ポリエステル塗装 引き出し前板:ウレタン樹脂塗装
■原産国／日本



床頭台ロータイプ(スライド天板付)

ダークブラウン PK02-DB	ミディアムブラウン PK02-MB	ライトブラウン PK02-LB
--------------------	----------------------	--------------------

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■寸法／幅44.0×奥行47.0×高さ70.0cm
■質量／20.0kg ■材質／天然木化粧繊維板
■表面加工／天板:ポリエステル塗装 引き出し前板:ウレタン樹脂塗装
■原産国／日本



床頭台ミドルタイプ(スライド天板付)

ダークブラウン PK03-DB	ミディアムブラウン PK03-MB	ライトブラウン PK03-LB
--------------------	----------------------	--------------------

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■寸法／幅49.0×奥行47.0×高さ127.0cm
■質量／28.0kg ■材質／天然木化粧繊維板
■表面加工／天板:ポリエステル塗装 引き出し前板:ウレタン樹脂塗装
■原産国／日本

居住空間に合わせた木製施設用家具をご用意します。



木の色は3色からお選びいただけます。

ダークブラウン	ミディアムブラウン	ライトブラウン
---------	-----------	---------

安心のF☆☆☆☆(フォースター基準)
フォースター基準とは、ホルムアルデヒドの発散量を抑えた安全の最高基準(JIS規格・JAS規格共通)です。
使う方の安全と健康に配慮した仕様です。

プラッツの施設用家具は日本製
施設用家具は国産にこだわり仕上げました。

オーダーメイドにも対応します。
施設様のご要望にお応えして、色やサイズなど、ニーズに合った家具をご提供します。

居室のレイアウトもご提案いたします。



チェスト60-3段

ダークブラウン PK04-DB	ミディアムブラウン PK04-MB	ライトブラウン PK04-LB
--------------------	----------------------	--------------------

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■寸法／幅60.0×奥行55.0×高さ70.0cm
■質量／32.0kg ■材質／天然木化粧繊維板
■表面加工／天板:ポリエステル塗装 引き出し前板:ウレタン樹脂塗装
■原産国／日本



チェスト90-4段

ダークブラウン PK05-DB	ミディアムブラウン PK05-MB	ライトブラウン PK05-LB
--------------------	----------------------	--------------------

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■寸法／幅90.0×奥行55.0×高さ92.0cm
■質量／54.0kg ■材質／天然木化粧繊維板
■表面加工／天板:ポリエステル塗装 引き出し前板:ウレタン樹脂塗装
■原産国／日本



ワードローブ

ダークブラウン PK06-DB	ミディアムブラウン PK06-MB	ライトブラウン PK06-LB
--------------------	----------------------	--------------------

■メーカー希望小売価格 **オープン価格**

■寸法／幅40.0×奥行55.0×高さ150.0cm
■質量／30.0kg ■材質／天然木化粧繊維板
■表面加工／天板:ポリエステル塗装 扉:ウレタン樹脂塗装
■原産国／日本

※原則受注生産のため、納期にお時間をいただく場合がございます。

オプション



タオルハンガー(2個)

■メーカー希望小売価格 **1,200円(税別)**



ダンパー(2個)

■メーカー希望小売価格 **1,500円(税別)**



2口コンセント

■メーカー希望小売価格 **5,000円(税別)**



セーフティーキー

■メーカー希望小売価格 **5,000円(税別)**



回転フック(2個)

■メーカー希望小売価格 **750円(税別)**



ステッキホルダー(2個)

■メーカー希望小売価格 **1,200円(税別)**

会社概要

(2017年6月30日現在)


名称	株式会社プラッツ 英文名(PLATZ Co.,Ltd.)
設立	1992年7月3日
社員数	88名(単独)、255名(連結)
資本金	5億8,205万円 (東証マザーズ、福証Q-Board上場 証券コード:7813)
営業品目	介護用ベッド、マットレス等 ベッド周辺機器の製造販売
主販売先	医療機器・施設設備販売会社、家具販売店

- 参加団体
- 医療・介護ベッド安全普及協議会
 - (公社)関西シルバーサービス協会
 - (一社)全国福祉用具専門相談員協会
 - (一社)日本ノーリフト協会
 - (一社)日本福祉用具供給協会
 - (一社)日本福祉用具・生活支援用具協会(JASPA)
 - ふくおか医療福祉関連機器開発・実証ネットワーク

物流拠点	● 北海道(札幌市) ● 宮城県(仙台市) ● 千葉県(野田市) ● 愛知県(海部郡) ● 大阪府(大東市) ● 福岡県(福岡市)
関連会社	● 富若慈(上海)貿易有限公司 ● PLATZ VIETNAM CO.,LTD

拠点マップ

本 社／九州支店／ショールーム



プラッツの企業理念

医療介護・健康福祉・ベッド業界に対し、「高品質」「高機能」「低価格」をテーマにした製品作りに徹し、お客様に満足と喜びを感じてもらうことを最大の目標に、恒久的に社会に貢献するものである。

プラッツを支える4つの柱

プラッツはお客様・ご利用者様・工場・製品の4つの柱によって成り立っています。

すべての柱を円滑につなげ、お客様に満足と喜びを届ける事を最大限の目標にまいります。



一. プラッツ経営の基本姿勢

常に「公正」であるか。
常に「創造」しているか。
常に「改革」しているか。

一. プラッツ社員の行動規範

プラッツ社員は常に謙虚であり、個性に秀で常に新しいものを創造する人間の集団であれ。

品質への取組

品質管理体制強化のため、製造委託先と連携し、より高いレベルの製品品質を実現しています。

私たちは、製品に対する全行程に責任を持っています。


- ①設計・開発
- ②調達部品検査指導
- ③生産工程指導
- ④工程／製品の検査や要員教育まで責任を持ち、品質管理を行っています。

ISO 9001 の規格に基づき、実直に品質の向上に努めています。

- ◎2007年5月11日取得
- ◎2016年5月11日更新
- ◎2017年5月11日 2015年版移行



品質概略図



ベッドに関する **非課税** の扱いについては以下の通りに定められています。

【消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障がい者用物品及びその修理】(平成24年改正)より

- 特殊寝台**
- 身体に障がい有する者が家庭において使用する寝台であって、身体に障がい有する者の頭部及び脚部の傾斜角度が調整できる機能を有するもので、次に掲げる条件のすべてを満たすものに限る。
- ・イ 本体の側板の外縁と側板の外縁との幅が100センチメートル以下のもの
 - ・ロ サイドレールが取り付けにあるもの又は取り付け可能なもの
 - ・ハ キャスターを装着していないもの

図では101cmと記載していますが、これはヘッド・フットボードの幅を表しています。
非課税 マークのある商品の本体幅は全て100cm以下です。



※**非課税**対象のベッド本体と同時にキャスターを購入される場合は、ベッド本体も課税となります。
※**非課税**のベッド1台と同時にサイドレール及びマットレスを購入される場合は、サイドレールは2セットまで、マットレスは1枚まで**非課税**となります。



安全についてのご注意

機器を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。

PLATZ(プラッツ)製品カタログのご注意事項

- 製品のデザイン・仕様は改良のため予告なく変更される場合がございます。
- 発売予定時期は開発・製造の都合上、予告なく変更する場合がございます。
- カタログの写真と実際の製品の色は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
- カタログ本文の寸法・角度等の数値には、多少の誤差が含まれます。当カタログでは、表示を見やすくするため、「約」、「およそ」といった文言を省略しています。
- ベッドの写真内のマットレス・テーブル等は、特記事項のあるもの以外は別価格になっております。
- 製品の価格に **非課税** の表示がある製品には消費税がかかりません。
- 製品の価格には配送料・納品(組立設置料)・不要品の引き取り等の費用は含まれておりません。
- 製品の安全性・品質には、万全の注意を払っておりますが、下記の原因による事故に関しては一切責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ①製品の目的以外のご使用や誤ったご使用を原因とした事故
 - ②当社未承認での製品の改造等を原因とする事故
 - ③「当社が指定する当社製品の組み合わせ」以外の組み合わせを原因とする事故(例:当社ベッドと他社製のサイドレールやベッド用グリップとの組み合わせ)
 - ④その他当社の責任とはいえない事故

※最新の製品情報・安全に関する情報はホームページに記載しております。

製造元

株式会社 **プラッツ**



挑戦します!
お客様の笑顔のために。

■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL:092-584-3434 / FAX:092-584-3436

●北海道営業所

〒003-0005 北海道札幌市白石区東札幌五条
1-2-22-102

TEL.011-807-4750 FAX.011-807-4751

●東北営業所

〒984-0038 宮城県仙台市若林区伊在3-6-1
ホワイトアーバンシティ102

TEL.022-781-7072 FAX.022-781-7062

■関東支店・関東ショールーム

〒105-0014 東京都港区芝2-16-9 芝YSビル1F
TEL.03-5427-8033 FAX.03-5427-8031

■東海支店・東海ショールーム

〒465-0093 愛知県名古屋市中東区一社3-108
オフィス・クロンドビル1F

TEL.052-704-2700 FAX.052-704-2701

■関西支店・関西ショールーム

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町4-6-4

メディアパードビルディング2F

TEL.06-6233-2105 FAX.06-6233-2107

●中四国営業所

〒721-0907 広島県福山市春日町7-2-6

TEL.084-946-6000 FAX.084-946-6040

■九州支店(本社内)

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL.092-584-3433 FAX.092-502-3810

<http://www.platz-ltd.co.jp/>

 <https://www.facebook.com/PlatzJapan>

 <https://twitter.com/PlatzJapan>

■ご意見・ご質問等は

iken@platz-ltd.co.jp

製品のお求め、お問い合わせは