


サイドレール隙間についての注意喚起

弊社が現在販売しております、サイドレールをベッド本体に差込みご使用いただく際、サイドレールの隙間に手足を出した状態で、寝返りをしたり、ベッドの背上げ機能を使うと、関節を痛めたり、場合により骨折をすることがありますので、ご注意ください。



このような事故を予防する為、下記の安全カバーを用意しています。
ご要望の方は、サイドレールを購入された販売店までご連絡下さい。



発売日：2009年10月1日

- 対応レール：BG-96J/BG-1000/BG-500VN/BG-500VS/BG-76J/BG-53J
メーカー希望小売価格：13,650円（税込み）
- ベッド用グリップ PZR-116J/PZR-K950シリーズ/PZR-K900TAG
メーカー希望小売価格：7,875円（税込み）

2009年9月14日

株式会社プラッツ
品質管理部長 宮崎孝憲