

第29回 The 29th Annual Conference of The Japan Academy of Nursing Administration and Policies

日本看護管理学会学術集会

会期 2025年8/22(金)・23(土)

会場 グランドメルキュール札幌大通公園
(旧 ロイトン札幌)

出展商品

医療施設用ベッド

ASPINO

アスピーノ

離床センサー内蔵型



頭頸部の姿勢調整で誤嚥リスクを低減
食事介助や口腔ケアをサポート

シンプル操作でわかりやすい 離床センサー内蔵型ベッド

ご入居者・患者様の起き上がりや離床を検知してナースコールに通知します

違和感ない寝心地

センサーはベッドに内蔵されているため、違和感なくお過ごしいただけます。スタッフはセンサーのズレやベッド周辺でのつまずきを心配する必要もありません。

シンプル操作で使いやすい

面倒な配線や複雑な設定は不要です。通知の必要な状態をスイッチで切り替えるだけのシンプル操作。設置に手間取らず、使いたいときに誰でもすぐに使えるので業務の手を止めません。

状態に合わせて設定できる

ご入居者・患者様の状態に合わせて通知したい動作を個別に設定できるので、不要なアラートは鳴らさず、必要な時に素早くお知らせします。



対象機種:P300シリーズ、P302シリーズ



ボタンを押して選ぶだけの操作パネル


出展商品

医療施設用ベッド

ASPINO

アスピーノ

離床センサー内蔵型



頭頸部の姿勢調整で誤嚥リスクを低減
食事介助や口腔ケアをサポート

ハイバックサポート機能


ポジショニング

ハイバックサポート機能
未使用時(背上げ45°)

ハイバックサポート機能 使用時
(ハイバック20°・ローバック45°)

背ボトムを「ハイバック:頭-背部」と「ローバック:腰部」の2つに分け、
それぞれの角度を電動で調節可能です。

ハイバック
0~20°




0~93°

ローバック0~73°



ハイバックサポートの屈曲位置は3段階に調節可能



新発売

昇降式ベッド
サイドテーブル

手元ロック仕様

テーブルの支柱にあるスイッチで、
キャスターのロック操作ができます。
天板の高さは66~98cmまで幅広く調節ができ、
立って使用する際の作業性が向上しました。

操作部分

〈ロック操作〉



レバーを上スライド
させます

〈ロック解除操作〉




ボタンを押します

特長



01
液体の
こぼれを防ぐ
エッジ付の天板



02
ベッドと天板による
挟み込みを予防する
安全機構



03
低床ベッドにも
使いやすい
脚部高さ4.5cm

無料
体験

ベッド・マットレス等を無料で
体験・お貸し出しいたします。

<https://www.platz-ltd.co.jp/inquiry/>

アクセスは
コチラ



PLATZ 医療・介護ベッドメーカー
株式会社プラッツ

■北海道支店
〒003-0005
北海道札幌市白石区東札幌五条1-2-22-102
■製品についてのお問い合わせ
TEL:092-576-9229
E-mail:pinfo@platz-ltd.co.jp



2024
製品安全対策優良企業
経 済 産 業 省