

第31回 日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会
The 31st Annual Meeting of the Japanese Society of Dysphagia Rehabilitation

会期 2025年9月19日(金)・20日(土)

会場 パシフィコ横浜ノース

医療施設用ベッド

ASPINO

アスピーノ

離床センサー内蔵型

頭頸部の姿勢調整で誤嚥リスクを低減
食事介助や口腔ケアをサポート



・シンプル操作で使いやすい・ 離床センサー内蔵型ベッド

ご入居者・患者様の起き上がりや離床を検知してナースコールに通知します

01 違和感ない寝心地

センサーはベッドに内蔵されているため、違和感なくお過ごしいただけます。スタッフはセンサーのズレやベッド周辺でのつまずきを心配する必要もありません。


02 シンプル操作で使いやすい

面倒な配線や複雑な設定は不要です。通知の必要な状態をスイッチで切り替えるだけのシンプル操作。設置に手間取らず、使いたいときに誰でもすぐに使えるので業務の手を止めません。

03 状態に合わせて設定できる

ご入居者・患者様の状態に合わせて通知したい動作を個別に設定できるので、不要なアラートは鳴らさず、必要な時に素早くお知らせします。

・通知設定はボタンで選ぶだけの簡単操作・




医療施設用ベッド

ASPINO

アスピーノ

離床センサー内蔵型



ハイバックサポート機能

背ボトムを「ハイバック:頭-背部」と「ローバック:腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現がしやすくなります。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。


ハイバックサポート機能
未使用時(背上げ45°)



ハイバックサポート機能 使用時
(ハイバック20°・ローバック45°)



ハイバック
0~20°



ローバック0~73°

ハイバックサポートの屈曲位置は3段階に調節可能



ポジショニングベッドを導入いただき、実際に誤嚥予防にご活用いただいた病院様のインタビュー掲載中!



製品カタログは
こちらから



新発売

昇降ベッドサイドテーブル 手元ロック仕様 PT04 シリーズ

テーブルの支柱にあるスイッチで、キャスターのロック操作ができます。天板はエッジ付きで液体がこぼれにくく、脚部は低床ベッドにも使いやすい設計です。



特長 01 キャスターに触れることなく衛生的にご使用いただける手元でのキャスターロック

〈ロック操作〉




レバーを上スライドさせます

〈ロック解除操作〉



ボタンを押します

特長 02 98cmまで昇降でき、立って使用する際の作業性が向上



従来品から
14cmUP!



PLATZ

医療・介護ベッドメーカー
株式会社プラッツ

<https://www.platz-ltd.co.jp/>

■本社/ショールーム
〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17
TEL 092-584-3434 FAX 092-584-3436

■北海道支店: TEL 011-807-4750 ■東北支店: TEL 022-781-7072

■関東支店: TEL 03-5763-5425 ■東海支店: TEL 052-737-2230

■関西支店: TEL 072-943-2723 ■中四国支店: TEL 084-946-6000

■九州支店(本社内): TEL 092-584-3433



HPはコチラ

