

第

20

回

# 医療の質・安全学会学術集会

The 20th Annual Congress of Japanese Society for Quality and Safety in Healthcare

会期

2025年11月8日(土)・9日(日)

会場

京都市勧業館みやこめっせ  
(京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1)

医療施設用ベッド

## ASPINO

アスピーノ

離床センサー内蔵型

頭頸部の姿勢調整で誤嚥リスクを低減  
食事介助や口腔ケアをサポート



・シンプル操作で使いやすい・

## 離床センサー内蔵型ベッド

ご入居者・患者様の起き上がりや離床を検知してナースコールに通知します

01

違和感ない寝心地

センサーはベッドに内蔵されているため、違和感なくお過ごしいただけます。スタッフはセンサーのズレやベッド周辺でのつまずきを心配する必要もありません。

02

シンプル操作で使いやすい


面倒な配線や複雑な設定は不要です。通知の必要な状態をスイッチで切り替えるだけのシンプル操作。設置に手間取らず、使いたいときに誰でもすぐに使えるので業務の手を止めません。

03

状態に合わせて設定できる

ご入居者・患者様の状態に合わせて通知したい動作を個別に設定できるので、不要なアラートは鳴らさず、必要な時に素早くお知らせします。

・通知設定はボタンで選ぶだけの簡単操作・




医療施設用ベッド

# ASPINO

アスピーノ


離床センサー内蔵型



## ハイバックサポート機能

背ボトムを「ハイバック:頭-背部」と「ローバック:腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。  
背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現がしやすくなります。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。

ハイバック  
0~20°



ローバック0~73°

ハイバックサポート機能  
未使用時(背上げ45°)



ハイバックサポート機能 使用時  
(ハイバック20°・ローバック45°)



ハイバックサポートの屈曲位置は3段階に調節可能



ポジショニングベッドを導入いただき、  
実際に誤嚥予防にご活用いただいた  
病院様のインタビュー掲載中!




製品カタログは  
こちらから



新発売

## 昇降ベッドサイドテーブル 手元ロック仕様 PT04 シリーズ

テーブルの支柱にあるスイッチで、キャスターのロック操作ができます。  
天板はエッジ付きで液体がこぼれにくく、脚部は低床ベッドにも使いやすい設計です。



**特長** 01 キャスターに触れることなく  
衛生的にご使用いただける  
手元でのキャスターロック

〈ロック操作〉




レバーを上スライド  
させます

〈ロック解除操作〉



ボタンを押します

**特長** 02 98cm まで昇降でき、  
立って使用する際の  
作業性が向上



従来品から  
14cmUP!



PLATZ

医療・介護ベッドメーカー  
株式会社プラッツ

<https://www.platz-ltd.co.jp/>

■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17  
TEL 092-584-3434 FAX 092-584-3436

■北海道支店: TEL 011-807-4750

■関東支店: TEL 03-5763-5425

■関西支店: TEL 072-943-2723

■九州支店(本社内): TEL 092-584-3433

■東北支店: TEL 022-781-7072

■東海支店: TEL 052-737-2230

■中四国支店: TEL 084-946-6000



HPはコチラ

