

第10回 **CareTEX** ケアテックス **大阪'25**

会期 2025年10月15日(水)～17日(金) 場所 インテックス大阪 1・2号館

プラッツ展示ブース

1号館

小間番号 13-3

医療施設用ベッド

**ASPINO**

アスピーノ

離床センサー内蔵型

頭頸部の姿勢調整で誤嚥リスクを低減  
食事介助や口腔ケアをサポート



・ シンプル操作で使いやすい ・ **離床センサー内蔵型ベッド**

ご入居者・患者様の起き上がりや離床を検知してナースコールに通知します

**01** 違和感ない寝心地

センサーはベッドに内蔵されているため、違和感なくお過ごしいただけます。スタッフはセンサーのズレやベッド周辺でのつまづきを心配する必要もありません。

**02** シンプル操作で使いやすい

面倒な配線や複雑な設定は不要です。通知の必要な状態をスイッチで切り替えるだけのシンプル操作。設置に手間取らず、使いたいときに誰でもすぐに使えるので業務の手を止めません。

**03** 状態に合わせて設定できる

ご入居者・患者様の状態に合わせて通知したい動作を個別に設定できるので、不要なアラートは鳴らさず、必要な時に素早くお知らせします。

・ 通知設定はボタンで選ぶだけの簡単操作 ・



[ 起き上がり ]

[ 端座位 ]

[ 立ち上がり ]



[ 転落注意 ]



[ 長時間離床 ]




医療施設用ベッド

# ASPINO

アスピーノ

離床センサー内蔵型




## ハイバックサポート機能

背ボトムを「ハイバック：頭～背部」と「ローバック：腰部」の2つに分け、それぞれの角度を電動で調節可能です。

背上げ時に頸部の角度を調節、腹圧を軽減し、嚥下しやすい姿勢の再現がしやすくなります。摂食嚥下リハビリテーションのサポート、誤嚥リスクの低減が期待できます。

ハイバック  
0～20°



ローバック0～73°


ハイバックサポート機能  
未使用時（背上げ45°）



ハイバックサポート機能 使用時  
（ハイバック20°・ローバック45°）



ハイバックサポートの屈曲位置は3段階に調節可能



ポジショニングベッドを導入いただき、  
実際に誤嚥予防にご活用いただいた  
病院様のインタビュー掲載中！



製品カタログは  
こちらから



新発売

## 昇降ベッドサイドテーブル 手元ロック仕様 PT04 シリーズ

テーブルの支柱にあるスイッチで、キャスターのロック操作ができます。

天板はエッジ付きで液体がこぼれにくく、脚部は低床ベッドにも使いやすい設計です。



**特長** 01 キャスターに触れることなく  
衛生的にご使用いただける  
手元でのキャスターロック

〈ロック操作〉




レバーを上スライド  
させます

〈ロック解除操作〉



ボタンを押します

**特長** 02 98cm まで昇降でき、  
立って使用する場合の  
作業性が向上



PLATZ

医療・介護ベッドメーカー  
株式会社プラッツ

<https://www.platz-ltd.co.jp/>

■本社/ショールーム

〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-3-17  
TEL 092-584-3434 FAX 092-584-3436

■北海道支店: TEL 011-807-4750

■関東支店: TEL 03-5763-5425

■関西支店: TEL 072-943-2723

■九州支店(本社内): TEL 092-584-3433

■東北支店: TEL 022-781-7072

■東海支店: TEL 052-737-2230

■中国支店: TEL 084-946-6000



HPはこちら

